GANTS DE PROTECTION THERMIQUE

Gants thermo résistant VICOLAB



- Gant thermo résistant de -60 °C à 300 °C
- En silicone, souples
- Lavables en machine
- Longueur 37 cm
- Etanches

	Blanc	Bleu clair	Noir	€ HT
Référence	**041350**	**041351**	**041352**	**NC -**

Tablier de cryoprotection




Tablier 100 % étanche pour la protection des éclaboussures d'azote liquide en atmosphère cryogénique.

- Réversible
- Cordons ajustables au cou et à la taille

Référence	Longueur	€ HT
035832	0,91 m	**NC -**
035533	1,06 m	**NC -**
035535	1,21 m	**NC -**
035534	1,37 m	**NC -**

Cryogants





Gants de protection contre les températures très basses ou chaudes, constitués d'une enveloppe extérieure en nylon et d'un complexe intérieure polyester-coton protégé d'un film polyéfine.

- Souples, confortables, chauds, même après une exposition prolongée au froid
- Lavables et séchables en machine

2 modèles pour 2 types d'usage

Modèle	Standard	Etanche
Applications	Ultra-froid	Atmosphère cryogénique
	Congélateur à très basse température	Atmosphère ou environnement azote liquide
	Chambre froide	Barres à liquide réfrigérant
	Manipulation de glace carbonique	Broyage cryogénique

- Gant à 5 doigts en 4 longueurs
  - Poignet : 30 cm
  - Mi-avant-bras : 38 cm
  - Coude : 50 cm
  - Epaule : 68 cm

NB : Ne jamais tremper directement le gant dans l'azote liquide.



CE Cat. III EN 420 EN 511 32X EN 388

Modèle	Standard					Etanche				
Taille	Petit (S)	Moyen (M)	Grand (L)	Très grand (XL)	**€ HT la paire**	Petit (S)	Moyen (M)	Grand (L)	Très grand (XL)	**€ HT la paire**
Gant 5 doigts 30 cm	**035501**	**035502**	**035503**	**035504**	**NC -**	**035517**	**035518**	**035519**	**035520**	**NC -**
Gant 5 doigts 38 cm	**035505**	**035506**	**035507**	**035508**	**NC -**	**035521**	**035522**	**035523**	**035524**	**NC -**
Gant 5 doigts 50 cm	**035509**	**035510**	**035511**	**035512**	**NC -**	**035525**	**035526**	**035527**	**035528**	**NC -**
Gant 5 doigts 68 cm	**035513**	**035514**	**035515**	**035516**	**NC -**	**035529**	**035530**	**035531**	**035532**	**NC -**

Gants de protection contre le froid



- Pour utilisation du matériel stocké dans de l'azote liquide ou à basse température
- Très bonne isolation, gants moins épais permettant une grande dextérité
- Fibre synthétique pour une meilleure flexibilité
- Résistants à l'eau
- Coating "waterproof"
- Avec anneau de suspension
- Marquage CE

Taille	Gants L = 37 cm	€ HT la paire	Gants L = 50 cm	€ HT la paire	Gants L = 60 cm	€ HT la paire
Small	**446658**	**NC -**	**446662**	**NC -**	**446670**	**NC -**
Medium	**446659**	**NC -**	**446663**	**NC -**	**446671**	**NC -**
Large	**446660**	**NC -**	**446664**	**NC -**	**446672**	**NC -**
Extra Large	**446661**	**NC -**	**446665**	**NC -**	**446673**	**NC -**

EN 511 22X



Besoin d'aide ? Retrouvez notre page explicative sur les normes et réglementations des gants en 1ère page du chapitre Hygiène et consultez nos guides techniques sur www.dulis.be