Tabliers TYCHEM®

- EPI Cat. III type PB[3] (protection partielle du corps)
- En TYCHEM® (TYVEK® recouvert de matériau barrière polymérique) offrant une bonne protection contre la perméation chimique à une large gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques même pressurisés
- Tablier à bavette avec liens à nouer dans le dos et au cou
- Taille unique (couvre les jambes jusqu'aux tibias)
- Traitement antistatique à l'intérieur (EN 1149-5)
- Protection contre les agents infectieux (EN 14126)
- Coloris jaune (TYCHEM® C) ou gris (TYCHEM® F)





Référence	Désignation	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
073662	Tablier TYCHEM® C - jaune	25	NC -
073663	Tablier TYCHEM® F - gris	25	NC -

Casaques de soin stérile

- En polypropylène
- Non-tissé hydrophobe
- Taille unique (L) : 118,5 cm
- Avec 1 essuie-mains 30 x 70 cm



Référence	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
711703	28	56	NC -

Casaque chirurgicale dos droit Foliodress Protect Basic

- Forte résistance contre le passage des liquides et des germes
- Non tissé en polypropylène coloris bleu, 40g/m² (SMS), hydrophobe, souple et perméable à l'air, ne peluche pas
- Fermeture dans le dos par deux liens
- Jersey aux manchettes
- Stérile - dispositif médical classe I (TÜV – 0123)
- Unitaire, avec 2 essuie-mains
- Sous (double) emballage unitaire : SMS/blister papier-film
- Double étiquette de traçabilité avec code à barres (EAN 128)



Référence	Taille	Hauteur (cm)	Circonférence (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
161531B	L	125	145	18	NC -
161532B	XL	140	156	18	NC -

Casaques chirurgicales stériles à usage unique

- En cellulose et polyester, non-tissé hydrophobe
- Dos croisé avec des liens, fermeture par scratch ajustable au cou
- Jersey aux manchettes
- Version renforcée avec bavette
- Avec 2 essuie-mains et feuille de crêpe
- Souple et perméable à l'air
- Procédé de fabrication : Spunlace
- Conformes aux normes EN 13795 et AAMI



Référence	Renforcé en PE	Taille	Longueur (cm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
711722	Non	M	121	20	40	NC -
711717	Non	L	121	20	40	NC -
711718	Non	L	131	20	40	NC -
711726*	Non	L	131	18	36	NC -
711719	Non	XL	132	18	36	NC -
711723	Non	XL	145	18	36	NC -
711724	Non	XXL	161	16	32	NC -
711725	Non	XXL	148	18	36	NC -
711739*	Oui	L	131	16	32	NC -
711740*	Oui	XL	145	16	32	NC -

* Avec passe-pouce

Blouses anti-acide





- Blouses blanches pour hommes et femmes en polycoton 195 g/m² (65 % polyester - 35 % coton)
- Fermeture à pression
- 3 poches, col V
- Manches longues, poignets serrés : avec bouton pression

Taille	S	M	L	XL	XXL	€ HT
Modèle femme						
Tour de poitrine (cm)	90	98	106	114	122	
Référence	943057	943058	943059	943060	943061	NC -
Modèle homme						
Tour de poitrine (cm)	88	96	104	112	120	
Référence	943157	943158	943159	943160	943161	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be