Sachets imprimés “Biohazard” avec cordon de fermeture

- Polyéthylène transparent
- Epaisseur : 125 µm
- Marquage jaune et noir imprimé du logo Biohazard
- Avec double cordon de serrage

Référence	Pour boîtes	L x l x h (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
041123	3,3 l	150 x 150 x 150	25	NC -
041124	10 l	200 x 200 x 250	25	NC -
041126	30 l	280 x 280 x 510	25	NC -
041125	53 l	490 x 270 x 400	25	NC -



Sachet à déchet jaune fermeture adhésive



- Sac à déchets en polyéthylène
- Coloris jaune
- Fermeture à rabat auto-adhésif
- H x l : 425 x 267 mm
- Epaisseur : 20 µm

Référence	Désignation	€ HT les 200
074000	Sachet à déchet jaune, fermeture adhésive	NC -

Sacs à déchets Radioactivité



Sacs à déchets en polyéthylène marqués du pictogramme “Radioactivité” et de l’inscription “Attention matériel radioactif”.
Destinés aux déchets radioactifs. Il est recommandé de les utiliser dans un container en acrylique protégeant du rayonnement bêta.
Epaisseur : 500 gauge.

Référence	L x h (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
041019	150 x 200	100	NC -
041020	255 x 355	50	NC -
041021	355 x 510	50	NC -
041022	455 x 760	50	NC -
041023	790 x 760	25	NC -

Sacs pour autoclave

Sacs pour autoclave

Sacs à autoclaver en polypropylène, pour des températures allant jusqu’à 134 °C, et en polyamide pour des températures allant jusqu’à 160 °C. L’épaisseur de ces sacs est de 50 microns.

Référence	Matière	L x h (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (l)	Unités/ carton	€ HT/ carton
643201	PP	300 x 500	50	10	500	NC -
644201	PP	400 x 780	50	30	500	NC -
645201	PP	500 x 780	50	45	500	NC -
646201	PP	600 x 780	50	65	500	NC -
030119	PP	600 x 800	50	65	100	NC -
649201	PP	700 x 1100	50	130	350	NC -
030121	PP	700 x 1100	50	130	75	NC -
643401	PA	300 x 500	50	10	500	NC -
644401	PA	400 x 780	50	30	500	NC -
646401	PA	600 x 780	50	65	300	NC -
649401	PA	700 x 1100	50	130	200	NC -



Support - Hauteur 30 cm - pour sachet réf. 643201

Référence	Désignation	€ HT
851034	Support pour sachet 300 x 500 mm	NC -

Sacs pour autoclave économiques

Sacs à autoclaver en polypropylène. Ils permettent un autoclavage de 30 minutes à 121 °C.
Les sacs 030118 sont présentés en boîte distributrice pratique et propre.

Référence	Matière	L x h (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (l)	Unités/ carton	€ HT/ carton
030118*	PP	200 x 300	50	2	100	NC -
140236	PP	305 x 660	40	15	500	NC -
037989	PP	310 x 660	50	15	50	NC -
140235	PP	420 x 600	40	25	500	NC -
037487	PP	415 x 600	50	25	50	NC -
140233	PP	400 x 780	40	21	500	NC -
140234	PP	600 x 780	40	33	500	NC -
037991	PP	610 x 810	50	34	50	NC -

PP : polypropylène * En boîte distributrice



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be