Sacs à déchets Biohazard pour déchets biologiques



- En polyéthylène jaune épais
- Propres et pratiques (en boîte distributrice)
- Impression sur les deux faces : “Danger of infection” et pictogramme Biohazard

Référence	L x h (mm)	Epaisseur	Unités/ carton	€ HT/ carton
		Sacs à déchets fermeture standard		
041001	255 x 355	500 gauge	50	NC -
041024	455 x 760	500 gauge	50	NC -
041002	790 x 1015	500 gauge	25	NC -
		Sacs à déchets fermeture auto-adhésive		
041005	200 x 300	250 gauge	200	NC -
041006	300 x 450	250 gauge	200	NC -

Sacs à déchets DASRI



- En polyéthylène Flexitène® jaune
- Avec inscription « Déchets d’activité de soin à risques d’infectieux mous »
- Inadaptés aux déchets perforants
- Conformes à la norme NF X30-501

Référence	Volume (l)	Dimensions l x h (mm)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
952000	15	400 x 350	19	500	NC -
952001	20	450 x 450	19	500	NC -
952002	30	500 x 650	21	500	NC -
952003	50	680 x 750	24	500	NC -
952004	100	820 x 900	25	250	NC -
952005	110	700 x 1050	28	250	NC -

Sacs pour autoclave imprimés



- En polypropylène
- Utilisables jusqu’à 134 °C (3 minutes)
- Epaisseur : 50 µm
- Impression “Biohazard”

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
140225	305 x 660	200	NC -
140226	420 x 600	200	NC -
140227	600 x 780	200	NC -

Sacs autoclavables forte épaisseur



- En polypropylène, autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- Epaisseur : 100 µm

Référence	Format (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
030116	600 x 800	125	NC -
030129	700 x 1100	75	NC -