Containers de destruction



Les containers de destruction en polypropylène permettent la collecte de produits souillés tels que seringues, aiguilles ou encore pipettes Pasteur. Les flacons sont équipés d'un bouchon attenant pouvant être fermé de façon irréversible lorsque le flacon est plein. Conformes à la norme NF X 30-511.

Référence	Volume (l)	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
999753A	0,6	130 x 114 x 72	1	NC -
999754A	0,8	170 x 114 x 72	1	NC -
999751A	1,1	230 x 114 x 72	1	NC -
999752A	1,8	140 x 195 x 135	1	NC -
999750A	7	390 x 195 x 135	1	NC -

Conteneurs à déchets 30 l, 50 l et 60 l



- Fûts et couvercles à commander séparément, en polypropylène
- Volumes disponibles : 30, 50 et 60 litres
- Différents coloris selon modèle
- Conteneurs jaunes livrés avec étiquette
- 2 versions de couvercle : à poignée ou avec opercule
- Poignées latérales ergonomiques
- Conteneur conforme aux normes de perforation et d'étanchéité ISO 23907 et aux normes NFX30-505 et NFX 30-511

Volume (l)	30	50	60
Dimensions L x p x h (mm)	404 x 334 x 315	404 x 334 x 517	404 x 334 x 646
Poids (kg)	0,72	1,125	1,325
Conteneur jaune sans couvercle	671135	671138	671139
Conteneur noir sans couvercle	671136	-	671140
Conteneur bleu sans couvercle	671137	-	-
€ HT	NC -	NC -	NC -
Couvercle à poignée standard	671141	671141	671141
€ HT	NC -	NC -	NC -
Couvercle à opercule	671142	671142	671142
€ HT	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
671143	Chariot à pédale pour conteneur 2 roues	NC -
671144	Chariot à pédale pour conteneur 4 roues	NC -

Containers à déchets Biohazard



- Autoclavable avec ses déchets
- Utilise un sac autoclavable classique
- Ouverture du couvercle pivotant d'une seule main
- Symbole Biohazard universel en rouge
- En polypropylène
- Fond parfaitement étanche

Référence	Volume (l)	ø x h (mm)	€ HT
029358	5,5	210 x 270	NC -
029359	19	280 x 380	NC -

Boîtes à déchets pour pipettes



- De format allongé, spécialement pour recevoir les pipettes contaminées, mais reçoit également les aiguilles et les seringues
- Avec clapet anti-récupération
- Verrouillable lorsque pleine
- L x l x h : 450 x 150 x 160 mm
- Volume utile : 5 litres

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton*
030535	Boîte à déchets pour pipettes*	16	NC -

* Livrable à l'unité - Prix au prorata