
Boîtes à déchets en carton

- Fermeture provisoire par couvercle rabattable, définitive par double rabat
- Conteneur en carton avec sac en PEBD collé à l'intérieur pour une meilleure résistance à l'humidité
- Liens de fermeture du sac pour une meilleure étanchéité
- Poignées renforcées
- Charge maximale : 8 kg pour le modèle 25 l, 13 kg pour le modèle 50 l
- Economique et sans danger de pollution pour l'environnement
- Conformes à l'Arrêté du 24 Nov. 2003, agrées pour le transport des matières dangereuses par la route (ADR)



140399

Volume	12 l	25 l	50 l forme standard	50 l forme basse
L x l x h (mm)	200 x 200 x 385	265 x 265 x 378	295 x 295 x 580	398 x 293 x 430
Epaisseur carton (mm)	2,7	4	2,9	2,7
Type de sac PEBD	PEDB 60 µm	PEBD 90 µm	PEDB 60 µm	PEBD 70 µm
Charge max. (kg)	4	8	13	13
Référence	**140431**	**140292**	**140432**	**140399**
€ HT les 10	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Poubelles jetables en carton et LDPE pour la récupération du verre

- Boîtes rigides à monter soi-même pour l'élimination en toute sécurité des débris de verre en laboratoire.
- Le verre est stocké en toute sécurité dans un sac en LDPE solide, étanche et resistant aux perforations
- Couvercle avec rabat intégré pour un remplissage aidé, équipé d'un dispositif d'étanchéité, à utiliser une fois plein
- Instructions d'utilisation imprimées sur les boîtes



Référence	Désignation	Dimensions l x p x h (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
232573	Poubelle jetable de sol 60 l	30 x 30 x 70	6	**NC -**
232574	Poubelle jetable de paillasse 10 l	23 x 23 x 26,5	6	**NC -**

Cartons pour déchets infectieux

- Pour DASRI mous
- Fond à ouverture automatique
- Doublés intérieurement par un sac PE jaune de 55 µm d'épaisseur
- Deux poignées de transport
- Coins renforcés pour une résistance accrue
- Système de fermeture intuitif
- Empilables
- Homologation selon NFX 30-507 : 2018 et UN 4G/Y15/S/20



Référence	Volume (l)	L x l x h (mm)	Poids max. (kg)	€ HT les 10
132111	25 (bas)	236 x 316 x 375	7	**NC -**
132112	50 (haut)	290 x 290 x 650	13,5	**NC -**

Poubelles cartons pour récupération du verre

- Livrées avec sac en polyéthylène 50 µm
- Lorsque la boîte est pleine, soulevez l'ouverture du clapet en position fermée
- Marquages 4 langues (anglais, allemand, français, espagnol)
- Livrées à plat, assemblage rapide
- Disponibles en 2 tailles



Référence	Dimensions l x p x h (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
948243	30 x 30 x 69	6	**NC -**
948244	20 x 20 x 25	6	**NC -**

Boîtes à déchets en carton pour incinération

- Pour déchets biologiques destiné à être incinérés
- Lorsque la boîte est pleine, tirez le volet en position fermée
- Livrées avec sac polyéthylène Biohazard 38 µm
- Marquages 4 langues (anglais, allemand, français, espagnol)
- Livrées à plat, assemblage rapide
- Disponibles en 2 tailles



Référence	Dimensions l x p x h (cm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
948076	30,5 x 30,5 x 68,5	6	**NC -**
948077	19,6 x 19,6 x 25,4	6	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be