Film extensible Parafilm





006787

Film extensible spécialement destiné à la fermeture des récipients de laboratoire.

- **Epaisseur : 200 µm**
- **Imperméable aux liquides, perméable aux gaz**
- **Température d'utilisation : -10 °C à +60 °C**
- **Livré en rouleau, dans un dérouleur en carton**

Largeur (cm)	5	10	10	50
Longueur (m)	75	38	75	15
Référence	**090261**	**090260**	**090998**	**090999**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Distributeur en acrylique pour Parafilm avec cutter

Distributeur en acrylique pour un rouleau de Parafilm.

- **Lame de coupe remplaçable**
- **Couvercle à charnière**
- **Pour 1 rouleau 10 cm ou 2 rouleaux 5 cm**

Coloris	Désignation	€ HT
006787	Distributeur en acrylique pour Parafilm avec cutter	**NC -**

Distributeur pour Parafilm avec cutter

Distributeur avec cutter à curseur et bouton rotatif d'avancement du film.

- **Propre, net, pratique**
- **Pour rouleaux de largeur 5 et 10 cm**

Réf.	Désignation	€ HT
090997	Distributeur à cutter pour Parafilm	**NC -**



Distributeur de Parafilm



Pour la distribution de rouleau de 50 ou 100 mm de largeur.

Référence	Désignation	€ HT
037770	Distributeur coloris bleu	**NC -**
320049	Distributeur coloris vert	**NC -**
320050	Distributeur coloris rouge	**NC -**
037771	Lames de coupe de remplacement (les 5)	**NC -**

Film étanche Saran



Film étanche pour la fermeture rapide des récipients.

- **Sans pli, sans colle**
- **En rouleau**
- **Protège l'utilisateur des produits toxiques, contaminants**
- **Epaisseur : 10 µm**

Référence	Désignation	L x l (m)	€ HT le rouleau
090264	Saran épaisseur standard 10 µm	300 x 0,29	**NC -**

Film étirable Filmpro



Film étirable pour la fermeture instantanée de tous récipients.

- **Economique, en rouleau**
- **Epaisseur 10 µm**

	Sans réglette		Avec réglette	
L x l (m)	Référence	€ HT le rouleau	Référence	€ HT le rouleau
300 x 0,3	**039408**	**NC -**	**039458**	**NC -**
300 x 0,45	**039409**	**NC -**	**039459**	**NC -**

Joint-ruban de fermeture pour flacons



Ruban étirable pour la fermeture étanche renforcée des flacons de laboratoire.

- **Imperméable**
- **Bonne résistance chimique et aux températures**
- **En rouleau de 35 m**
- **Largeur : 19 mm**

Coloris	Blanc	Jaune	Rouge	€ HT le rouleau
Référence	**053083**	**053081**	**053082**	**NC -**

Ruban de fermeture pour boîtes de Petri



Ruban adhésif étirable pour le scellage et la fermeture des boîtes de Petri et microplaques.

- **Limite les risques d'évaporation**
- **Diminue les échanges gazeux et les risques de contamination**
- **Largeur : 12,7 mm, longueur : 35 m**
- **Bonne résistance aux solvants, imperméable aux liquides**
- **Températures d'utilisation : de - 30 °C à + 70 °C**

Coloris	Transparent	Blanc		Jaune	Bleu	€ HT le rouleau
Référence	**053001**	**053002**	**053003**	**053004**	**053005**	**NC -**