Papier optique



- En papier Japon, pour l'essuyage des lentilles
- Ne peluche pas
- Vendu en pochettes de 25 feuilles

Référence	Format (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
074042	95 x 135	25 x 25	NC -
074089	100 x 150	625	NC -
074090	200 x 300	100	NC -
074091	460 x 570	500	NC -

Papier optique Whatman




Papier de haute qualité pour le nettoyage de surfaces otiques et lentilles. Ne contient aucun agent chimique, ne possède ni silicone ni additif particulier.

- Très doux, ne raye pas
- Très pur, exempt d'additifs
- Très absorbant pour l'élimination des graisses et de l'humidité

Référence	Dimensions (mm)	Conditionnement	€ HT
036445	100 x 150	25 carnets de 25 feuilles	NC -
036531	200 x 300	100	NC -
036532	460 x 570	500	NC -

Papier d'essuyage optique ECO



Réf.	Dimensions (mm)	Conditionnement	€ HT/ boîte
068885	95 x 135	25 pochettes de 25 feuilles	NC -
068886	190 x 135	500 feuilles	NC -
068887	190 x 270	500 feuilles	NC -
068888	380 x 540	500 feuilles	NC -

Papier optique MN13



- Fin, doux, non peluchant
- Pour le nettoyage de verre optique
- Dimensions : 36 x 48 cm

Référence	Désignation	€ HT les 500
910666	Papier optique MN 13	NC -

Gaz Net



- Gaz sec et neutre comprimé à 6 kg/cm²
- Dépoussière et sèche tous matériels et surfaces
- Ininflammable, non toxique
- Compatible avec le matériel électronique
- En aérosol

Référence	Volume (ml)	€ HT
280016	650	NC -

Kit nettoyage écran plat



- Gel nettoyant et dégraissant + chiffon microfibre

Réf.	Volume (ml)	€ HT
280013	75	NC -

Nettoyant optique



- 2 formats : lingettes ou lotion nettoyante pour verre minéraux et organiques
- Ne laisse pas de trace

Réf.	Cond.	€ HT
280003	1000 lingettes	NC -
280004	Lotion 50 ml	NC -

Pinceau de nettoyage



- Antistatique
- Taille M : 115 mm

Référence	Désignation	€ HT
146998	Pinceau de nettoyage	NC -