Papier absorbant de protection en rouleau






Papier économique type “drap d’examen” comprenant une face en ouate absorbante et une face imperméable.

- **Largeur : 50 cm**
- **Pré-découpé en formats de 38 cm, 180 formats par rouleau**
- **Coloris blanc**
- **Emballage sous film plastique**

Référence	Désignation	€ HT
030640	Rouleau de papier absorbant “drap d’examen”	NC -
002985	Dérouleur drap d’examen 50 cm de large	NC -

Papier de protection de paillasse Benchkote™



Papier absorbant et imperméable pour la protection des surfaces de laboratoire des fuites de substances dangereuses.

- **Une face en polyéthylène laminé pour capturer les dépôts sans absorption, une autre face en papier absorbant rapidement les liquides pour les empêcher de se répandre sur la surface de travail**
- **Version Benchkote Plus plus épaisse et plus absorbante pour les applications plus exigeantes (jusqu’à 0,75 l d’eau absorbé au m²)**
- **Extrêmement robuste**
- **Collecte et incinération très facile après usage**

Réf.	Type	Présentation	Conditionnement	€ HT
036102	Benchkote	Feuilles 46 x 57 cm	50 feuilles	NC -
034994	Benchkote	Feuilles 46 x 57 cm	100 feuilles	NC -
036103	Benchkote	Feuilles 46 x 5 2 cm	50 feuilles	NC -
036104	Benchkote	Rouleau 46 cm x 50 m	1 rouleau	NC -
036105	Benchkote	Rouleau 92 cm x 50 m	1 rouleau	NC -
036106	Benchkote Plus	Feuilles 50 x 60 cm	50 feuilles	NC -
036107	Benchkote Plus	Rouleau 60 cm x 50 m	1 rouleau	NC -

Applications

- Maîtrise des fuites de produits radiochimiques, prévention des contaminations
- Récupération des matériaux précieux répandus par inadvertance
- Régulation de l’atmosphère (eau ou solvant) dans les chambres humides
- Couverture des parois d’appareillage chimiques, des tiroirs de paillasses et hottes de laboratoire

Papiers de protection de paillasse



- **Matière : 80 % cellulose, 20 % film polyéthylène**
- **Protection contre les chocs, les milieux acides et corrosifs, les produits radiochimiques**
- **Récupération des matériaux après calcination**
- **Grammage : 125 g/m², en feuille ou en rouleau**

Référence	Présentation	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
074129	Feuille	420 x 520	100	NC -
074130	Feuille	460 x 570	100	NC -
074131	Feuille	500 x 600	100	NC -
074132	Rouleau de 50 m	Largeur : 460	1	NC -
074133	Rouleau de 50 m	Largeur : 600	1	NC -
074134	Rouleau de 50 m	Largeur : 490	1	NC -
074128	Rouleau de 50 m	Largeur : 920	1	NC -

Papiers de protection Labmat





Papiers absorbants doublés d’un film polyéthylène imperméable. La face absorbante retient toutes solutions, eau, colorants, tampons, solutions chimiques agressives ou radioactives. Le modèle de coloris orange est idéal pour les zones à risques biologiques.

Référence	Désignation	€ HT le rouleau
085007	Rouleau Labmat blanc 50 cm x 15 m	NC -
085008	Rouleau Labmat orange 50 cm x 15 m	NC -