Papiers de protection de paillasse Versi-dry

- Papiers absorbants avec dos en polyéthylène
- Liquide absorbé (selon modèle) : 750 ml/m² ou 1050 ml/m²
- En rouleau, rouleau distributeur ou feuilles.



Référence	Présentation	L x l	Unité d'emb.	€ HT
Versi-dry absorbance standard blanc (750 ml/m²)				
029152	Rouleau distributeur	100 m x 51 cm	1 rouleau	NC -
088025	Rouleau distributeur	30 m x 51 cm	4 rouleaux	NC -
029153	Rouleau	100 m x 51 cm	2 rouleaux	NC -
029154	Rouleau	50 m x 51 cm	2 rouleaux	NC -
029155	Feuilles	46 cm x 51 cm	350 feuilles	NC -
Versi-dry absorbance renforcée bleu (1050 ml/m²)				
029157	Rouleau	80 m x 51 cm	1 rouleau	NC -
029156	Feuilles	45 cm x 51 cm	350 feuilles	NC -

Papiers de protection de paillasse BenchGuard

- Protection des plans de travail
- Une face imperméable et une face pouvant adsorber 400 ml/m²
- BenchGuard Extra pour absorption de 800 ml/m²
- Disponibles en feuilles de 60 cm x 49 cm ou en rouleaux de 50 m



Réf.	Désignation	Dimensions feuilles ou rouleau	Unités/ carton	€ HT/ carton
090275	BenchGuard	50 m x 49 cm	1 rouleau	NC -
090276B	BenchGuard	60 cm x 49 cm	100 feuilles	NC -
090277	BenchGuard Extra	50 m x 49 cm	1 rouleau	NC -
090278	BenchGuard Extra	60 cm x 49 cm	50 feuilles	NC -

Set de laboratoire

- En silicone (VMQ)
- Résistance thermique jusqu'à + 260 °C
- Antidérapant
- Stérilisable



Teinte	l x L (mm) : 250 x 250	l x L (mm) : 350 x 350
Rouge	092156	092158
Noir	092157	092159
€ HT	NC -	NC -

Champs soins stériles

- Non-adhésifs
- Absorbants (non-tissés) et imperméables (polyéthylène)

Référence	Dimensions l x L (cm)	Nombre de couches	Unités/ carton	€ HT/ carton
711736	75 x 90	2	6 x 38	NC -
711737	90 x 150	3	2 x 30	NC -
711738	150 x 240	3	24 x 2	NC -

Tapis de protection





- Idéal pour les environnements où la stérilité est requise
- 2 faces :
  - 1 face lisse
  - 1 face rugueuse : évite tout mouvement de petits objets, dérapage de réservoirs, boîtes de pointes et autres consommables
- Garde la paillasse propre et à l'abri de toutes salissure et trace d'usure
- Réutilisable
- Rebord permettant de retenir jusqu'à 250 ml
- Anti-dérapant
- Réduit le bruit des vibrations de petits équipements tels que microcentrifugeuses
- Nettoyage facile à l'aide d'un désinfectant standard, passe au lave-vaisselle
- Résistant à la plupart des produits chimiques
- Protège la paillasse des contenants chauds, jusqu'à 200 °C
- Dimensions : 305 x 379 x 2 mm
- Autoclavable à 121 °C pendant 15 minutes

Bleu	Violet	€ HT
320702	320703	NC -

Tapis de protection silicone



- En silicone (FDA)
- Dimensions : 35 x 60 cm
- Epaisseur : 2 mm
- Autoclavable à 121 °C pendant 15 minutes
- Nettoyage facile à l'aide d'un désinfectant standard ; peut être également mis au lave-vaisselle
- Protège la paillasse des échantillons chauds jusqu'à 200 °C
- Résiste à des températures allant de -50 °C à 200 °C

Référence	Face 1	Face 2	€ HT
320552	Jaune	Bleu sur fond gris	NC -
320553	Violet	Gris sur fond violet	NC -
320623	Bleu	Blanc bordure bleu	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be