Sachets et gaines pour stérilisation

Sachets à plat (fermeture soudure)

Référence	l x L (mm)	Unité d'emb.	€ HT
005906	80 x 250	100	NC -
005909	120 x 200	100	NC -
005915	160 x 200	100	NC -
005919	160 x 500	100	NC -
005922	220 x 300	100	NC -
005924	220 x 450	100	NC -
005929	250 x 400	100	NC -
005934	285 x 450	100	NC -
005939	320 x 550	100	NC -
005945	420 x 650	100	NC -



D'autres dimensions disponibles sur www.dulis.be

Sachets à soufflet (fermeture soudure)

095012B	100 x 300 x 40	100	NC -
095013B	160 x 360 x 45	100	NC -
095014	200 x 400 x 50	100	NC -
095015B	320 x 500 x 60	100	NC -
095016B	420 x 600 x 90	100	NC -

Sachets à plat (fermeture auto-adhésive)

095017	70 x 230	100	NC -
095018	90 x 230	100	NC -
095020	130 x 254	100	NC -
095116	130 x 356	100	NC -
095021	200 x 330	100	NC -
095022	300 x 390	100	NC -

Gaines à plat (fermeture soudure)

Référence	Largeur (mm)	€ HT le rouleau de 200 m
095023B	50	NC -
095024B	80	NC -
095025D	120	NC -
095026B	160	NC -
095027B	220	NC -
095028B	285	NC -
095029B	320	NC -
095030B	420	NC -

Gaines et sachets à plat



Pour autoclave et oxyde d'éthylène.
Sachets et gaines pour le conditionnement de dispositifs, compatibles avec les procédés de stérilisation à la vapeur d'eau et au gaz oxyde d'éthylène.

- **1 face papier 60 g/m², 1 face plastique PET/PP transparente**
- **Témoin de stérilisation vapeur et gaz OE**
- **Fermeture par soudure ou auto-adhésive**
- **Sachets et gaines à plat (simple) ou à soufflet (augmente la capacité du sachet)**
- **Sachets et gaines sont pelables à l'ouverture**

Gaines et sachets à soufflet



Gaines à soufflet (fermeture soudure)

Référence	L x l (mm)	Longueur du rouleau (m)	€ HT le rouleau
095109	75 x 30	100	NC -
095110	100 x 40	100	NC -
095111	150 x 50	100	NC -
095112	200 x 50	100	NC -
095113	250 x 60	100	NC -
095114	300 x 60	100	NC -
095115	380 x 80	100	NC -
095037	420 x 90	66	NC -

Sachets et gaines de stérilisation Quattro Premium

- **Pour la stérilisation vapeur, oxyde d'éthylène ; avec indicateurs de stérilisation de classe 4**
- **En papier (60 g/m²) et film polypropylène et polyéthylène (50 µm)**
- **Résistants à la perforation, film multi-couches épaisses en polypropylène et en polyéthylène**
- **Film transparent bleuté facilitant la visualisation du contenu et l'identification des déchirures ou perforations**
- **Ouverture propre de la soudure pour l'extraction aseptique du contenu**



Sachets de stérilisation plats auto-adhésifs

Référence	Dimensions (mm)	€ HT la boîte de 200
475315A	70 x 229	NC -
475316A	89 x 133	NC -
475317A	89 x 229	NC -
475318A	57 x 102	NC -
475319A	133 x 254	NC -
475320A	191 x 330	NC -
475321A	254 x 356	NC -
475322A	305 x 432	NC -



Gaines de stérilisation plates

Référence	Dimensions (mm)	€ HT le rouleau de 200
475328A	50	NC -
475329A	75	NC -
475330A	100	NC -
475331A	150	NC -