Neutralisant Anios RN



Rinçant et neutralisant machine. Neutralisation des résidus alcalins provenant des agents détergents et de l'eau lors du cycle de lavage en machine automatique des dispositif et instruments médico-chirurgicaux.

- **Adapté aux cycles court de lavage des cuves**
- **Effet complexant des minéraux**
- **Traçable par conductimétrie (1,77 mS/cm)**
- **Formulé à base d'acide phosphorique (pH 2,5)**
- **Mode d'emploi : dilution entre 0,1 et 0,5 % (1 à 5 ml/l) ; rinçage à l'eau en fin de cycle**

Référence	Désignation	€ HT
059941A	ANIOS RN - Bidon 5 l	NC -
059942	ANIOS RN - Bidon 10 l	NC -

Détergent Anios DLH



Détergent de l'instrumentation. Nettoyage des dispositifs et du matériel.

- **Produits alcalin**
- **Utilisation avec Anios RN**
- **Utilisable dans toute qualité d'eau**
- **Non corrosif**
- **pH 13,1**
- **Stabilité jusqu'à 95 °C**
- **Mode d'emploi : dilution entre 0,3 et 0,5 % ; température optimale entre 55 °C et 70 °C**

Référence	Désignation	€ HT
059948A	ANIOS DLH - Bidon 5 l	NC -
059949	ANIOS DLH - Bidon 10 l	NC -

Détergent spécifique pour la verrerie Lancer LLL



- **Utilisable en lavage machine jusqu'à 95 °C**
- **Applicable à tout type de verrerie : laboratoire, alimentaire, biberonnerie**
- **A base d'hydroxyde de sodium, non agressif pour l'environnement en utilisation normale**
- **En bidon de 10 litres**

NOUVELLE FORMULATION :

- **Sans phosphate**
- **Non toxique**

Référence	Désignation	€ HT
331700B	Détergent liquide LLL 10 litres	NC -

Neutralisant liquide Lancer NLL



- **Solution de rinçage spécifique pour la verrerie, permet l'obtention du pH neutre après lavage**
- **Applicable à tout type de verrerie : laboratoire, alimentaire, biberonnerie**
- **A base d'acide acétique, non agressif pour l'environnement en utilisation normale**
- **En bidon de 10 litres**

Référence	Désignation	€ HT
331701	Neutralisant liquide NLL 10 litres	NC -

Broxal® classic sel régénérant



- **Sel compacté pour l'adoucissement de l'eau des lave-vaisselles**
- **Convient à tout type de lave-vaisselle**

Référence	Désignation	€ HT
155006	Sel régénérant Broxal gros pour la vaisselle 2 kg	NC -

Sel régénérant Lancer



Sel blanc de très haute pureté, sans insolubles risquant de bloquer l'adoucisseur. Le conditionnement au kilo correspond exactement à la quantité nécessaire pour remplir le pot à sel (évitant ainsi les dosages aléatoires). L'emballage à l'unité permet de conserver sa granulométrie afin de faciliter sa dissolution lors d'un cycle (sans risque d'agglomération).

- **Permet une manipulation plus aisée (poignée incorporée, plus facile à stocker) et la réduction des emballages (norme ISO 14001)**

Référence	Désignation	€ HT
331705B	Sel régénérant - les 2 kg	NC -

Sel régénérant pour machines à laver automatiques



Adoucit l'eau utilisée lors du lavage, permettant un nettoyage sans trace.

- **Chlorure de sodium**
- **Présenté en granulés blancs d'odeur neutre**

Réf.	Désignation	€ HT.
711667	Sel régénérant, seau 5 l	NC -

Sel régénérant NEOSEL



Chlorure de sodium de recristallisation obtenu par évaporation sous et vide et compressé mécaniquement. Spécialement élaboré afin d'obtenir une saumure de très haute pureté.

Réf.	Désignation	€ HT.
148608	Sel régénérant NEOSEL - seau de 5 kg	NC -