Stabilisant pour bain-marie Aquanet

Stabilisant pour bain-marie, de formule originale, très efficace en particulier sur la prolifération des bactéries, il empêche l'apparition d'odeurs désagréables.

- **Composition : Chlorure de didecyldimethylammonium – N° CAS 7173-51-5 : Concentration 15 % (m/m) / Chlorure de benzalkonium – N° CAS 68424-85-1 : Concentration 10 % (m/m)**
- **Aspect : liquide**
- **Odeur : inodore**
- **Couleur : bleu**
- **pH produit livré : Base faible**
- **pH produit dilué dans l'eau à 2 % : 9,3 (+/- 0,5)**
- **Compatibilité : 135 °C pour une pression de 2.5 bar**
- **Dosage : 100 ml pour 3 litres d'eau**
- **Efficacité : 2 mois**



Référence	Désignation	€ HT
063103	Flacon Aquanet 100 ml	NC -
063104	Flacon Aquanet 1 litre	NC -

Activité :

- bactéricide : EN1276 (conditions de saleté – 0.5 % - 5 min – 20 °C), EN 13697 (conditions de saleté – 0.5 % - 5 min- 20 °C), NF EN 13727 (conditions de saleté – 0.5 % - 5 min – 20 °C), NF EN 14561 (conditions de saleté – 1 % - 5 min – 20 °C)
- levuricide : EN1650 (conditions de saleté – 0.25 % - 15 min – 20 °C), EN 13697 (conditions de saleté – 0.25 % - 15min – 20 °C), EN 13624 (conditions de saleté – 0.5 % - 5 min – 20 °C), NF EN 14562 (conditions de saleté – 0.5 % - 15min – 20 °C)
- sporicide : EN 13704 sur Bacillus subtilis et Clostridium difficile (conditions de propreté – 5% - 60 min – 20 °C)
- virucide : EN 14476 sur PRV*, BVDV*, H1N1, (conditions de saleté – 2 % - 5min – 20 °C) Herpès, Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de saleté – 0.5 % - 5 min – 20 °C), Norovirus (conditions de saleté – 2 % - 15 min – 20 °C), HIV (conditions de saleté – 2 % - 60 sec – 20 °C)
- *Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) sont des substitus pour HBV et HCV

Comprimés et granulés pour désinfection des solutions Haz-Tab

- **Comprimés agissants contre les virus, bactéries, champignons**
- **Granulés absorbants et désinfectants**
- **A base de dichloroisocyanurate de sodium (NaDcc)**





Référence	Désignation	€ HT
074025	Tube de 100 comprimés Haz-Tab	NC -
140237	Granulés Haz-Tab - tube de 500 g	NC -

Destructeur d'odeur Anios'R

- **Destructeur d'odeur, effet rémanent du parfum**
- **Nettoie et parfume agréablement durant de longue heures les sols et surfaces lavables**
- **Versions 750 ml (spray destructeur d'odeur) ou 5 litres (détergent/ désinfectant bactéricide), et flacon de 50 ml**
- **2 parfums : Fresh garden ou Sun way**
- **Ne nécessite pas de rinçage**



Parfum	Flacon de 750 ml	20 flacons de 50 ml	Bidon de 5 litres avec pompe
Fresh garden	059797	059865	059799
Sun way	059798	059864	059800
€ HT	NC -	NC -	NC -

Odo clave



- **Neutraliseur d'odeurs**
- **Format 32 x 32 mm**
- **Sachet à placer dans l'autoclave**

Référence	Parfum	€ HT les 100
085953	Girofle	NC -
085954	Cerise	NC -
085955	Pin	NC -
085956	Citron	NC -

Désodorisants pour autoclave

Gamme de désodorisants pouvant être utilisés pour neutraliser les odeurs dans l'autoclave.



Référence	Désignation	Volume (ml)	Unités/ carton	€ HT/ carton
150280	Déodorant Classic autoclaves (gélules)	-	100	NC -
150281	Déodorant Poma autoclave (gélules)	-	100	NC -
150282	Déodorant Citrus autoclave (gélules)	-	100	NC -
150321	Déodorant Anabac Peach (gélules)	-	100	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be