Tables de travail en inox

Tables en acier inox à bord arrondis. Hygiène assurée et nettoyage facilité.

- Montage rapide sans outils
- Hauteur : 900 mm
- Bandeau avant et dosseret arrière arrondis
- Piètements en tube inox diamètre 45 mm
- Piètements équipés de vérins et embouts antidérapants
- Piètements en retrait de 65 mm sur table à dosseret et 55 mm sur table centrale
- Confort acoustique, plan de travail insonorisé



Différentes longueurs et autres dimensions sur demande


Table inox sans dosseret


Table inox avec dosseret

Tables inox centrales - profondeur : 600 mm

	Table inox sans dosseret		Table inox avec dosseret	
Dim. : p x L (mm)	Référence	€ HT	Référence	€ HT
600 x 600	909826	NC -	909831	NC -
600 x 1000	909827	NC -	909832	NC -
600 x 1200	909828	NC -	909833	NC -
600 x 1400	909829	NC -	909834	NC -
600 x 1500	909830	NC -	909835	NC -

Tables inox centrales - profondeur : 700 mm

	Table inox sans dosseret		Table inox avec dosseret	
Dim. : p x L (mm)	Référence	€ HT	Référence	€ HT
700 x 700	909836	NC -	909841	NC -
700 x 1000	909837	NC -	909842	NC -
700 x 1200	909838	NC -	909843	NC -
700 x 1400	909839	NC -	909844	NC -
700 x 1500	909840	NC -	909845	NC -

Meubles et armoires de laboratoire

Meubles mobiles

- Meubles à portes et / ou à tiroirs
- Panneaux mélaminés blancs hydrofuges, épaisseur 19 mm
- 4 roulettes pivotantes dont 2 munies de freins auto-bloquants
- Portes battantes montées sur charnières invisibles, ouverture 110°
- Meuble à une porte avec 1 niveau d'étagère réglable
- Livrés montés, serrures en option

Meubles à portes

Référence	Dimensions L x p x h (mm) (roulettes incluses)	Composition	€ HT
922200	500 x 470 x 720	1 porte et 1 étagère	NC -
922201	1000 x 470 x 720	2 portes et 1 étagère	NC -

Options serrure

Réf.	Désignation	€ HT
922209	Serrure* / **	NC -
922238	Forfait meuble montage serrure	NC -

* Montage serrure obligatoire
** Pour meuble 2 portes : 2 x 922209 et 1 x 922238 par meuble

Meubles à tiroirs

Référence	Dimensions L x p x h (mm) (roulettes incluses)	Composition	€ HT
922202	500 x 470 x 720	4 tiroirs	NC -

Options serrure

Réf.	Désignation	€ HT
922209	Serrure* / **	NC -
922238	Forfait meuble montage serrure	NC -

* Montage serrure obligatoire
** Pour meuble 4 tiroirs : 4 x 922209 et 1 x 922238 par meuble

Meubles à porte et tiroirs

Référence	Dimensions L x p x h (mm)(roulettes incluses)	Composition	€ HT
922203	1000 x 470 x 720	1 porte et 4 tiroirs	NC -
922204	500 x 470 x 720	1 porte, 1 étagère et 1 tiroir	NC -

Options serrure

Réf.	Désignation	€ HT
922209	Serrure* / **	NC -
922238	Forfait meuble montage serrure	NC -

* Montage serrure obligatoire
** Pour meuble à tiroirs et porte : 1 x 9222209 par porte et par tiroir et 1 x 922238 par meuble

Meubles sous cuve

Référence	Dimensions L x p x h (mm) (roulettes incluses)	Composition	€ HT
922206	1000 x 470 x 720	1 porte et 1 étagère	NC -
922207	500 x 470 x 720	2 portes et 1 étagère	NC -



Livrés montés. Prêts à l'emploi.

Meubles suspendus

- Panneaux mélaminés blancs hydrofuges, épaisseur 19 mm
- A porte(s) pleine(s) battante(s) ou porte(s) vitrée(s)coulissante(s)
- Livrés montés
- Equipés d'une étagère pour modèle 1 porte, et 2 étagères pour modèle 2 portes
- Séparation centrale pour meuble 2 portes

Dimensions L x p x h (mm)	Portes pleines	Portes vitrées	Composition	Réf.	€ HT
500 x 350 x 700	Oui	-	1 porte et 1 étagère	922210	NC -
500 x 350 x 700	-	Oui	1 porte et 1 étagère	922236	NC -
1000 x 350 x 700	Oui	-	2 portes et 2 étagères	922211	NC -
1000 x 350 x 700	-	Oui	2 portes et 2 étagères	922237	NC -

Armoires hautes

- Panneaux mélaminés blancs hydrofuges, épaisseur 19 mm
- Portes battantes
- Equipées de 4 étagères pour modèle 1 porte, et 2 x 4 étagères pour modèle 2 portes
- Modèle 2 portes avec séparation centrale
- Pièteements avec 4 vérins de réglage de mise à niveau
- Livrés montées

Référence	Dimensions L x p x h (mm)	Composition	€ HT
922213	500 x 600 x 2000	1 porte battante et 4 étagères	NC -
922214	1000 x 600 x 2000	2 portes battantes et 2 x 4 étagères (séparation centrale)	NC -

Option armoire

Réf.	Désignation	€ HT
922216	Étagère supplémentaire	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be