
Meubles de travail–paillasses à monter

Meubles de travail à monter différents coloris de piètements, bandeaux et chants de tablettes.

- **Comprennent :**
  - plan de travail avec ou sans bénitier
  - 2 piètements métalliques de 600 mm ou de 750 mm avec ou sans dosseret tablette (3 piètements métalliques pour paillasse 1800 mm)
  - 1 bandeau de façade stratifié
  - 1 bandeau arrière
  - 1 butée de meuble
  - 1 cache fluide



Paillasse sans dosseret-tablette
600-900-1200-1500 mm


- **Charge maximale : 180 kg**
- **Montage en supplément possible, nous consulter**
- **Conformes aux normes AFNOR 15201**
- **3 révêtements possibles : verre émaillé, stratifié et grès étiré**
- **Coloris au choix :**
  - coloris piètement : blanc ou rouge
  - coloris bandeau et chant de tablette : blanc, jaune ou gris à préciser à la commande

Paillasse piètement profondeur 750 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
Plan de travail 750 mm et piètement métallique de profondeur 750 mm						
600 x 750	374124	NC -	374164	NC -	374204	NC -
900 x 750	374125	NC -	374165	NC -	374205	NC -
1200 x 750	374126	NC -	374166	NC -	374206	NC -
1500 x 750	374127	NC -	374167	NC -	374207	NC -
1800 x 750	374128	NC -	374168	NC -	374208	NC -

Paillasse profondeur hors tout 600 mm ou 750 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
Plan de travail 600 mm et piètement métallique de profondeur 600 mm						
600 x 600	374100	NC -	374140	NC -	374180	NC -
900 x 600	374101	NC -	374141	NC -	374181	NC -
1 1200 x 600	374102	NC -	374142	NC -	374182	NC -
1500 x 600	374103	NC -	374143	NC -	374183	NC -
2 1800 x 600	374104	NC -	374144	NC -	374184	NC -
Plan de travail 750 mm et piètement métallique de profondeur 600 mm						
600 x 750	374116	NC -	374156	NC -	374196	NC -
900 x 750	374117	NC -	374157	NC -	374197	NC -
1200 x 750	374118	NC -	374158	NC -	374198	NC -
1500 x 750	374119	NC -	374159	NC -	374199	NC -
1800 x 750	374120	NC -	374160	NC -	374200	NC -



Egalement disponible aux mêmes dimensions : paillasse avec bénitier (photo n°4), nous consulter.

Note :
Les paillasses de profondeur 750 mm et équipées d'un piètement de 600 mm ne peuvent pas recevoir de dosseret-tablette. Il peut s'ajouter a posteriori uniquement avec les paillasses de profondeur 750 mm ayant un piètement de profondeur 750 mm.
Les paillasses de profondeur 750 mm équipées d'un piètement de 600 mm peuvent être disposées le long du mur même en cas de passage de fluides (eau par exemple) grâce à l'espace de 150 mm disponible entre le mur et le piètement.

Paillasses avec dosseret tablette–hauteur 90 cm

- **Paillasse avec dosseret tablette**
- **Le dosseret en mélaminé permet de recevoir la robinetterie et les prises électriques**


Paillasse avec dosseret tablette profondeur hors tout 750 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions* : L x P (mm)	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
Plan de travail 600 mm et piètement métallique de profondeur 600 mm						
600 x 750	374108	NC -	374148	NC -	374188	NC -
900 x 750	374109	NC -	374149	NC -	374189	NC -
1 1200 x 750	374110	NC -	374150	NC -	374190	NC -
1500 x 750	374111	NC -	374151	NC -	374191	NC -
1800 x 750	374112	NC -	374152	NC -	374192	NC -

Paillasse avec dosseret tablette profondeur hors tout 900 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions* : L x P (mm)	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
Plan de travail 750 mm et piètement métallique de profondeur 750 mm						
600 x 900	374132	NC -	374172	NC -	374212	NC -
900 x 900	374133	NC -	374173	NC -	374213	NC -
1200 x 900	374134	NC -	374174	NC -	374214	NC -
1500 x 900	374135	NC -	374175	NC -	374215	NC -
3 1800 x 900	374136	NC -	374176	NC -	374216	NC -

* la profondeur hors tout est égale à la profondeur de la paillasse + le dosseret tablette (150 mm)



Paillasse avec dosseret-tablette
600-900-1200-1500 mm



Les paillasses avec dosseret-tablette sont également disponibles avec bénitier, aux mêmes dimensions. (photo n°4)



Paillasse avec dosseret-tablette
avec bénitier 1800 mm