AGITATEURS MAGNÉTIQUES

Agitateur magnétique MMS-3000 Grant-Bio



Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (tr/min)	0-3000
Matériaux / Diamètre plaque (mm)	Acier inox / Ø 160
Dimensions L x l x H (mm) / Poids (kg)	165 x 200 x 65 / 1,5
Alimentation (W / Hz / V)	- / - / 12
Référence	**144591**
€ HT	**NC -**

Agitateur magnétique 2 litres Benchmark



- **Performant et économique**
- **Surface céramique**
- **Capacité : 2 litres**
- **Vitesse : 60 à 1500 t/min**
- **Plaque L x l (mm) : 190 x 190**
- **L x l x h ext. : 200 x 230 x 115 mm**
- **Poids : 4 kg**

Référence	Désignation	€ HT
062518	Agitateur magnétique Benchmark	NC -

Mini-agitateur magnétique avec support d'électrode





- **Plateau en plastique ABS**
- **Compact et léger**
- **Système de sécurité SpeedSafe : évite une forte accélération du moteur lorsque la charge est brusquement retirée**
- **Livré avec support d'électrode dissociable et barreau magnétique**
- **Vitesse réglable**

Capacité d'agitation max. (l)	1
Vitesse (tr/min)	100 - 1000
Matériaux/Diamètre plaque (mm)	Plastique ABS/ Ø 137
Dimensions L x h (mm)	134 x 51
Poids (kg)	0,64
Condition d'utilisation	0 à 50 °C, max 95 % d'humidité
Alimentation	200/240 V, 50/60Hz

Coloris	Noir	Blanc arctique	Bleu	Vert mousse	Charbon	Ivoire	Orange	Lavande	Bleu glacier	Vert	Jaune
Référence	**054627**	**054628**	**054629**	**054630**	**054631**	**054632**	**054633**	**054634**	**054635**	**054636**	**054637**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateur magnétique 20 litres



- **Plateau coating céramique**
- **Classe de protection : IP 42**

Modèle	Analogique plateau céramique
Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (tr/min)	0-1500
Nbre de postes d'agitation	1
Matériaux /Dim. plaque (mm)	Céramique Ø 135
L x l x H (mm) / Poids (kg)	200 x 130 x 65 / 2,4
T° amb. admissible (°C)	5 à 40
Humidité relative admissible (%)	80
Type de protection	IP 42
Alimentation (W / Hz / V)	20 / 50-60 / 85 -265
Référence	**861007B**
€ HT	**NC -**

Agitateur magnétique analogique 30 l Stuart



- **Construction robuste avec surface acier inox**
- **Aimants puissants pour un couple magnétique fort**
- **Livré avec un barreau magnétique 1 x 100 mm en PTFE**

Capacité d'agitation (l)	30
Vitesse (rpm)	100 - 600
Matériaux de la plaque	Acier inox
Dimensions plaque (mm)	300 x 300
Dimensions l x p x h (mm)	328 x 369 x 103
Poids (kg)	5
Alimentation	230 V / 50 Hz / 50 W
Référence	**673423**
€ HT	**NC -**