AGITATEUR ROCKER / 3D

Agitateur à rouleaux pour tubes et bouteilles



- **Vitesse ajustable, affichage digital**
- **Fonctionnement en continu ou minuteur jusqu'à 999 min**
- **Construction anti-corrosion et résistante à l'usure**
- **Kit de barres d'empilage, permettant d'empiller deux rollers**
- **Télécommande en option, facilitant les opérations en incubateur**
- **Garantie : 2 ans**

Vitesse d'agitation (rpm)	1 - 80
Diamètre maximal des bouteilles (mm)	120
Nombre de rouleaux	6 fournis - jusqu'à 11
Dimension des rouleaux (Ø x l) (mm)	28 x 259
Charge maximale (kg)	6,5
Dimensions (l x L x h) (mm)	378 x 360 x 72
Poids (kg)	6,5
Référence	**079581**
€ HT	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
079586	Rouleaux supplémentaires	2	**NC -**
079582	Anneaux pour tubes 50 ml	20	**NC -**
079583	Anneaux pour tubes 15 ml	20	**NC -**
079584	Kit de barres d'empilage	4	**NC -**
079585	Télécommande	1	**NC -**

Agitateurs basculants Vari-Mix



Agitateurs basculants avec support réversible :
- 1 face pour tubes long maximum 110 mm ;
- 1 autre face pour tubes plus hauts.

Modèle	Vari-Mix
Capacité tubes bouchés ø 10/20 mm	16
Capacité tubes ø 22/30 mm	7
Angle	1 à 48° (variable)
Vitesse balancements/min	2 à 20 (variable)
Dim. L x l x h (mm)	381 x 107 x 139
Alimentation	230 V - 50 Hz
Référence	**078635**
€ HT	**NC -**

Agitateur rotatif Movil-Rod



- **Agitateur à 7 rouleaux**
- **Double mouvement de rotation et balancement**
- **Très bonne homogénéisation par onde sinusoïdale**
- **Pour tubes jusqu'à 35mm de diamètre**
- **H x L x P : 98 x 349 x 265 mm**
- **Vitesse : 10 à 80 rpm**
- **Longueur rouleaux : 24 cm**
- **Consommation : 12 W**
- **Poids : 3,6 kg**

Référence	Désignation	€ HT
068625	Agitateur rotatif MOVIL-ROD	**NC -**