Agitateur rotatif MiniLabroller



En fonction des accessoires, le MiniLabroller peut contenir :
- 36 microtubes de 1,5 ou 2 ml ;
- 10 tubes de 15 ml ø 15-17 mm ;
- 12 tubes de ø 12 - 13 mm ;
- 6 tubes de 50 ml.

Livré avec le portoir pour 36 microtubes 096577 et adaptateur secteur.

- **Simple et pour utilisations multiples**
- **Fonctionne en position verticale, horizontale ou à 45°,en fonction de la mise en place du portoir et de ses supports de maintien**
- **Faible encombrement sur la paillasse**
- **Utilisable en chambre froide à 4 °C ou en incubateur jusqu'à 40 °C**

Vitesse	20 rpm
Charge maximale	0,8 kg
Gamme de température	+4 °C à 40 °C
Dim. extérieures (l x p x h)	21,3 x 10,2 x 12,6 cm
Poids	1,8 kg
Voltage	230 V - 50 / 60 Hz

Référence	Désignation	€ HT
096576	MiniLabroller avec portoir pour 36 microtubes 1,5 - 2 ml	**NC -**
096577	Portoir pour 36 microtubes 1,5 ml	**NC -**
096578	Portoir pour 10 tubes 15 ml et 12 tubes 5 ml	**NC -**
096579	Portoir pour 6 tubes 50 ml	**NC -**

Agitateur rotatif Tube Revolver



- **Tambours interchangeables pour différentes tailles de tubes**
- **Petites dimensions**
- **Angle des tambours ajustable de 0 à 90°**
- **Prêt à fonctionner, moteur sans maintenance**
- **Agitation plus efficace avec le mode « oscillation » (oscillation tous les 40° dans le cycle de rotation)**
- **Garantie : 2 ans**

Vitesse de rotation (rpm)	10-40
Température opératoire	4 °C - 60 °C
Dimensions L x l x h (mm)	225 x 154 x 195
Poids (kg)	1,2
Puissance (W / V / Hz)	6 / 100-240 / 60
Tambours inclus	2 tambours 10/15 ml 2 tambours 5/7 ml 2 tambours 1,5/2 ml 1 tambour 50 ml
Référence	**079547**
€ HT	**NC -**

Tambours

Réf.	Pour tubes (ml)	Nombre de tubes max.	Unités/ carton	€ HT/ carton
079548	10/15	7	2	**NC -**
079549	5/7	7	2	**NC -**
079550	1,5/2	15	2	**NC -**
079551	0,5/0,8	21	2	**NC -**
079552	50	6	1	**NC -**

Agitateurs rotatifs pour tubes



- **Révolution de 360°, angle ajustable de 0 - 90°**
- **Vitesse : 18 rpm**
- **Pour tubes de 0,5 à 50 ml, portoirs de tubes interchangeables**
- **Changement de la direction de rotation d'un simple geste**
- **Garantie : 2 ans**
- **Livrés avec 2 portoirs de chaque taille**

Référence	Désignation	€ HT
141270B	Agitateur rotatif 18 rpm	**NC -**
141381B	Agitateur rotatif digital vitesse variable	**NC -**

Portoirs

Réf.	Volume tube (ml)	Nombre de tubes par portoirs	Capacité totale de l'agitateur	Unités/ carton	€ HT/ carton
141266B	0,5 - 1	21	84	2	**NC -**
141267B	1,5 - 2	15	60	2	**NC -**
141268B	5 - 7	7	28	2	**NC -**
141269B	10 - 15	7	7	2	**NC -**
141271B	50	6	6	1	**NC -**

Accessoires pour RotoFlex™ Plus

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT
841401	Plate-forme magnétique pour Western Blot	1	**NC -**
841402	Bande métallique pour plate-forme magnétique 10 x 1,7 cm	4	**NC -**