Boules isolantes pour bain-marie

- En polypropylène
- Barrière entre le liquide et l'air
- Servent de couvercle mobile pour les bain-marie
- Diamètre 20 mm



Référence	Désignation	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
144342	Boules isolantes pour bain-marie	300	NC -
067886	Boules isolantes pour bain-marie	1000	NC -

Désinfectant pour bains-marie Rea-Stabil

Désinfectant bactéricide concentré pour bains-marie et bains à thermostat.
Les résultats sont encore meilleurs avec de l'eau distillée ou déminéralisée.

- Efficacité : 2 à 3 mois
- Coloration de l'eau : bleue
- Très économique : 1 ml par litre (soit 10 ml pour un bain de 10 litres)
- Biodégradable, non toxique
- Composants : biguamides tensio-actifs et colorant



Référence	Désignation	€ HT
074022	Flacon de 200 ml Rea-Stabil	NC -

Solution de nettoyage

- Pour bains à ultrasons
- Biodégradable
- Sans phosphate



Réf.	Désignation	€ HT
910587	Solution de nettoyage, 1 l	NC -

Bains à ultrasons chauffants



- Fréquence : 40 kHz
- Permet un nettoyage sur 3 niveaux
- Corps et couvercle en ABS anticorrosion, cuve inox
- Minuterie : 1 à 99 min.

Modèle	UC-02	UCP-20
Capacité bain (l)	2	20
Température	Amb. à 50°C	Amb. à 70°C
Dim. internes L x P x h (mm)	142 x 132 x 104	500 x 290 x 160
Dim. externes L x P x h (mm)	290 x 210 x 200	721 x 451 x 297
Poids net (kg)	2	17
Référence	**446700**	**446784**
€ HT	**NC -**	**NC -**

Bain à ultrasons 200 0,5 l Branson



- Compact, simple et économique pour de petits objets

Référence	Volume (l)	Dim. int. (mm)	Dim. ext. (mm)	€ HT
910586	0,5	170 x 90 x 50	225 x 115 x 122	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
910570	Couvercle plastique	NC -
910572	Bac plastique	NC -
910571	Panier fil métallique, 155 x 86 x 45 mm	NC -

Bain à ultrasons 1,4 litre

- Capacité 1,4 l
- Réservoir acier inoxydable
- Fréquence : 42 kHz
- Minuterie 5 cycles avec affichage numérique
- Alimentation : 230 V
- Poids : 1,8 kg
- Dimensions :
  - internes : 160 x 128 x 46 mm
  - externes : 230 x 180 x 160 mm

Référence	Désignation	€ HT
053275	Bac à ultrasons	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be