Stéréomicroscopes binoculaires d'enseignement Optika

- **Simples et robustes, faciles à prendre en main**
- **Modèles à objectifs tournants pour rapidement changer de grossissement**
- **Tête inclinée à 45°**
- **Equipés de 2 éclairages distincts, led 1 W : incident et transmis**
- **2 modèles : avec corps optique mobile 360° ou corps optique fixe avec poignée de transport incluse**
- **Sur batterie rechargeable pour utilisation terrain si besoin**
- **Référence 671227 : modèle avec caméra intégrée**

Réf.	Corps optique	Grossis-sements	Distance de travail	Eclairage	€ HT
671220	Mobile 360°	20x 40x	57 mm	Led avec interrupteurs	**NC -**
671221	Mobile 360°	10x 30x	57 mm	Led avec interrupteurs	**NC -**
671222	Fixe avec poignée de transport	20x 40x	57 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671223	Fixe avec poignée de transport	10x 30x	57 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671224	Fixe avec poignée de transport	20x 40x	76 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671225	Fixe avec poignée de transport	10x 30x	76 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671226	Fixe avec poignée de transport	10x 20x 40x	60 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671227	Fixe avec poignée de transport et caméra intégrée	10x 20x 40x	60 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**

Corps optique mobile 360°



Corps optique fixe et poignée de transport, modèle avec caméra intégrée



Microscope numérique avec tablette

Microscope équipé d'une tablette orientable et détachable. Particulièrement adapté aux applications de routine en fond clair.

Modèle	B-290TB
Eclairage	Led 3,6 W
Oculaire	WF 10/20 mm
Technique d'observation	Fond clair
Modèle	Binoculaire
Type de tête	Tête inclinée à 30° et rotative 360°
Objectifs	4 X 10 X 40 X 100 X (huile)
Condenseur d'Abbe	ON 1,25
Dim. H x L x P (mm)	430 x 235 x 290
Poids (kg)	7
Tablette	10,1"
Système d'exploitation	Windows 10 32 bit
Ecran	Led Tactile
Dimensions L x P x H (mm)	25,7 x 10,5 x 17,4
Caméra	3 MP
Signal	USB 2
Dimension image	2048 x 1536
Référence	**671191**
€ HT	**NC -**

