Pompe à main OTAL





Modèles 1
- Pour récipients ouvertures d'ouverture 30 à 70 mm de Ø
- Tubes de refoulement en PP
- Résistants aux acides et bases
- Résistant aux détergents

Modèle 2
- Pour récipients d'ouverture 30 à 70 mm de Ø
- Tubes de refoulement PVDF
- Résistants aux acides et bases faiblement oxydants
- Résistant à l'eau de Javel
- Meilleure résistance chimique que le PP

Modèle 3
- Pour récipients d'ouverture 30 à 70 mm de Ø
- Tube de refoulement Inox
- Pour liquides difficilement inflammables
- Deux types de bouchons : PVC et LDPE

Modèle 4
- Pour récipients d'ouverture 30 à 70 mm de Ø
- Avec tuyau et robinet
- Robinet en PP/PE
- Flexible d'écoulement en PVC
- Adapté au remplissage de récipients distants

Modèle 5
- Avec bouchon universel pour cols Ø 20 - 36 mm
- Tubes de refoulements PP
- Idéal pour récipients jusqu'à 10 litres

Modèle 6
- Avec vanne de verrouillage de tuyau
- Avec pointe pour un transvasement précis

	Pompe à main OTAL PP			Pompe à main OTAL PVDF	Pompe à main OTAL Inox	Pompe à main OTAL avec tuyau et robinet	Mini-pompe OTAL en PP
Modèle	Modèle 1	Modèle 1	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4	Modèle 5
Débit (l/min)	14	20	26	20	26	12	4
Ø de tuyau (mm)	12	15	18	16	18	10	10
Tuyau de convoyage matériau	PP	PP	PP	PVDF	V2A	PP/PVC	PP
Profondeur d'immersion (cm)	70	70	70	70	90	70	45
Réf.	**670802**	**670801**	**670800**	**670803**	**670804**	**670805**	**670806**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Pompe à vide manuelle











Pompe à main pour créer le vide par aspiration.
Fournie complète avec :
- jauge à vide calibrée en pouces et cm Hg ;
- 1 tuyau de 60 cm en PVC, diamètre intérieur 6,3 mm (1/4").

- **Légère**
- **Simple d'usage**
- **Performante**
- **En PVC ou en aluminium**
- **Avec ou sans jauge à vide**
- **La pompe démontable permet le remplacement des pièces grâce au kit d'entretien**
- **Transfert d'échantillons liquides**
- **Filtration sous vide ou par pression**
- **Dessicateur à vide**
- **Vide maximum atteignable : 0,84 bar (635 mm Hg)**

Capacité	15 cm³/impulsion	36 cm³/impulsion
Pompe PVC sans jauge		
Référence	**029338**	**029339**
€ HT	**NC -**	**NC -**
Pompe PVC démontable avec jauge		
Référence	**029342**	**029343**
€ HT	**NC -**	**NC -**
Pompe aluminium démontable avec jauge		
Référence	**029344**	**-**
€ HT	**NC -**	**-**