Inserts Corning®

Inserts individuels Corning® avec plaques de culture 6, 12 ou 24 puits



- Différents types de membranes, facilitant l'adhérence de l'ensemble des types cellulaires
- Inserts livrés positionnés dans les plaques (attention : 12 inserts dans une plaque 24 puits)
- Certains inserts sont coatés pour améliorer l'adhérence
- Possiblilité d'avoir une membrane Fluoroblok sur certaines références
- Technologie Transwell® ayant fait l'objet de nombreuses publications
- Polycarbonate : diffusion maximum pour des études de transport, sécrétion ou absorption de médicaments

Inserts solidaires Corning® en plaques 24 ou 96 puits



- Automatisation des essais (compatibles avec les robots)
- Possibilité d'avoir une membrane Fluoroblok™ pour certaines références
- Certains inserts sont coatés pour améliorer l'adhérence
- Chambre d'invasion, de migration et d'angiogenèse déjà préparées avec des coatings adaptés

Réf.	Désignation	Type de membrane	Matière de la membrane	Unités/ carton	€/ carton
	Porosité 0,4 µm				
003412	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Translucide	PC	24	**NC -**
003401	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Translucide	PC	48	**NC -**
003413	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PC	48	**NC -**
003450	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Transparente	PET	24	**NC -**
003460	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Transparente	PET	48	**NC -**
003470	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Transparente	PET	48	**NC -**
003396	Plaque 24 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	2	**NC -**
003397	Plaque 24 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	12	**NC -**
003379	Plaque 24 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	2	**NC -**
003378	Plaque 24 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	12	**NC -**
003381	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	1	**NC -**
003391	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	5	**NC -**
007369	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	5	**NC -**
354444	Inserts individuels pour plaque 24 puits Biocoat™ avec coating collagène I	Transparente	PET	24	**NC -**
	Porosité 1 µm				
003380	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	1	**NC -**
003392	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	5	**NC -**
354474	Inserts individuels pour plaque 24 puits Biocoat™ avec coating collagène fibrillaire	Transparente	PET	24	**NC -**
	Porosité 3 µm				
003414	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Translucide	PC	24	**NC -**
003402	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Translucide	PC	48	**NC -**
003415	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PC	48	**NC -**
003420	Inserts boîte de Petri 100 mm	Translucide	PC	12	**NC -**
003452	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Transparente	PET	24	**NC -**
003462	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Transparente	PET	48	**NC -**
003472	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Transparente	PET	48	**NC -**
003398	Plaque 24 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	2	**NC -**
003399	Plaque 24 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	12	**NC -**
003385	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	2	**NC -**
003386	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	8	**NC -**

GoGreen

100% énergie renouvelable
+ emballages recyclables

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com