## Microplaques pour microscopie SPL


**3 types de fond:**

+ En verre : chargé naturellement, surface de croissance idéale pour les cellules adhérentes
+ DLux : plastique modifié avec une autofluorescence minimale
+ FLux : film plastique modifié (188 µm) pour la microscopie confocale

NOUVEAU

DNase RNase · Endo-toxines · Cyto-toxines · ADN humain

### Microplaques noires



| Réf. | Nombre de puits | Type de fond | Coloris | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | €/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330321 | 12 | Plat-Transparent / FLux | Noir | TC | 1 | 10 | NC - |
| 330286 | 12 | Plat-Transparent / PS | Noir | TC | 1 | 10 | NC - |
| 330282 | 24 | Plat-Transparent / FLux | Noir | TC | 1 | 10 | NC - |
| 330283 | 24 | Plat-Transparent / PS | Noir | TC | 1 | 10 | NC - |
| 330316 | 96 | Plat-Transparent / verre | Noir | - | 1 | 10 | NC - |
| 330242 | 96 | Plat-Transparent / FLux | Noir | TC | 1 | 10 | NC - |
| 330276 | 96 | Plat-Transparent / PS | Noir | TC | 5 | 25 | NC - |
| 330317 | 384 | Plat-Transparent / FLux | Noir | TC | 1 | 10 | NC - |
| 330318 | 384 | Plat-Transparent / PS | Noir | TC | 1 | 10 | NC - |

### Microplaques blanches



| Réf. | Nombre de puits | Type de fond | Coloris | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | €/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330319 | 96 | Plat-Transparent / verre | Blanc | TC | 1 | 10 | NC - |
| 330320 | 96 | Plat-Transparent / FLux | Blanc | TC | 1 | 10 | NC - |
| 330241 | 96 | Plat-Transparent / PS | Blanc | TC | 5 | 25 | NC - |
| 330335 | 384 | Plat-Transparent / FLux | Blanc | TC | 1 | 10 | NC - |
| 330336 | 384 | Plat-Transparent / PS | Blanc | TC | 1 | 10 | NC - |

## Plaques de culture SPL pour microscopie confocale




- Plaques 6 puits avec lamelles
- En polystyrène transparent de haute qualité
- Pour la microscopie confocale à haute résolution
- Stériles
- Avec couvercle
- Lamelles en verre, d'épaisseur 133 µm

| Réf. | Type de fond | Ø des lamelles en mm | Région confocale ($cm^2$) | Surface de croissance ($cm^2$) | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | €/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330083 | Plat | 13 | 1,33 | 9,6 | TC | 1 | 4 | NC - |
| 330084 | Plat | 20 | 3,14 | 9,6 | TC | 1 | 4 | NC - |