Tubes à centrifuger 15 et 50 ml Greiner Bio-One







Volume (ml)	15					
Ø ext. (mm)	16,95					
Ø int. (mm)	15,16					
Hauteur sans bouchon (mm)	119,5					
Hauteur avec bouchon (mm)	120,5					
Matière	Polystyrène ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE				
Stérile	Oui					
Autoclavable	Non	Oui (sans bouchon)				
Vitesse max de centrifugation (g)	4500	15000				
Jupe	Non					
Graduations	Oui (incrément 0,5)	Oui (incrément 0,5) ; graduation également dans le fond			Oui (incrément 0,5)	
Zone de marquage	Oui					
Coloris	Transparent					Noir
Temp. d'utilisation	-20 °C à +60 °C	-80°C to +100°C			-196 °C à +121 °C	
Spécificités	Exempts de DNases et RNases, d'ADN humain, d'endotoxines et métaux lourds ; non cytotoxiques	Exempts de DNases et RNases, d'ADN humain, d'endotoxines et métaux lourds ; non cytotoxique Bouchon ergonomique avec ouverture ¼ de tours permettant une ouverture plus simple à une main sans perte d'étanchéité	Exempts de DNases et RNases, d'ADN humain, d'endotoxines et métaux lourds ; non cytotoxiques; Bouchon ergonomique avec ouverture ¼ de tours permettant une ouverture plus simple à une main sans perte d'étanchéité ; portoir en PET recyclé, réutilisable et recyclable,b emballage avec une ouverture simplifiée. Evite les particules induites par les racks en carton ou autre.		Triple emballage idéal pour les applications en salle blanche; Exempts RNase, DNase, ADN humain et pyrogènes; non cytotoxiques	Exempts de DNases et RNases, d'ADN humain, d'endotoxines et métaux lourds ; non cytotoxiques
Unités/carton	10 sachets de 100 tubes	10 portoirs de 50 tubes	10 sachets de 100 tubes	10 portoirs de 50 tubes	100 triples emballage de 5 tubes	10 sachets de 100 tubes
Réf. bouchon bleu	188171	188161	188271N	188261N	188271TRI	188280
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -







Volume (ml)	50					
Ø ext. (mm)	29,5					
Ø int. (mm)	27,48					
Hauteur sans bouchon (mm)	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	115,5
Hauteur avec bouchon (mm)	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	116,5
Matière	Polypropylène ; bouchon en HDPE					
Stérile	Oui					
Autoclavable	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	17000	17000	11500
Jupe	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Graduations	Oui (incrément 2,5 ml)					
Zone de marquage	Oui					
Coloris	Translucide					
Temp. d'utilisation	-196 °C à +121 °C					
Spécificités	Exempts DNases, RNases, ADN humain et endotoxines ; non cytotoxiques		Exempt de DNases et RNases, d'ADN humain, d'endotoxines et métaux lourds ; non cytotoxique; bouchon ergonomique avec ouverture ¼ de tours permettant une ouverture plus simple à une main sans perte d'étanchéité	Exempt de DNases et RNases, d'ADN humain, d'endotoxines et métaux lourds ; non cytotoxique; bouchon ergonomique avec ouverture ¼ de tours permettant une ouverture plus simple à une main sans perte d'étanchéité; Portoir en PET recyclé, réutilisable et recyclable, emballage avec une ouverture simplifiée. Evite les particules induites par les racks en carton ou autre.	Triple emballage idéal pour les applications en salle blanche; Exempts DNases, RNases, ADN humain et endotoxines; non cytotoxiques	Exempts DNases, RNases, ADN humain et endotoxines ; non cytotoxiques
Unités/carton	25 sachets de 20 tubes	12 portoirs de 25 tubes	25 sachets de 20 tubes	10 portoirs de 25 tubes	50 triples emballage de 5 tubes	18 sachets de 25 tubes
Réf. bouchon bleu	227261	227270	227261N	227270N	227261TRI	210261
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com