Autres tubes de culture à bouchon Snap double position (suite)



Volume (ml)	5					
Ø (mm)	12					
Hauteur (mm)	75					
Matière	Polystyrène ; bouchon en PE	Polystyrène ; bouchon en LDPE	Polystyrène ; bouchon en LDPE	Polypropylène ; bouchon en LDPE	Polypropylène	Polypropylène ; bouchon en PE
Stérile	Oui	Oui ; irradiation	Oui ; oxyde d'éthylène	Oui ; oxyde d'éthylène	Oui	Oui
Fond	Rond					
Type de bouchon	Snap ; double position	Snap ; double position	Snap ; double position	Snap ; double position	Snap ; double position	Snap ; double position
Autoclavable	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	2000	1400	1400	3000	-	4000
Graduation	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Zone de marquage	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	0 °C à 70 °C	-	-	-	-	-190 °C à +120 °C
Spécificités	Exempt RNases et DNases	Exempt RNases, DNases, ADN humain et pyrogènes ; non cytotoxique			-	Exempt RNases et DNases
Réf.	**-**	**330123**	**330124**	**330125**	**064110**	**-**
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes					
€/carton	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
Réf.	**-**	**-**	**330332**	**-**	**064299**	**-**
Unités/carton	500 tubes emballés individuellement					
€/carton	**-**	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**
Réf.	**062991**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062989**
Unités/carton	40 sachets de 25 tubes					
€/carton	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**
Réf.	**062992**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062990**
Unités/carton	8 sachets de 125 tubes					
€/carton	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**

Bouchons

Réf.	Type de bouchon	Pour tubes	Stérile	Unités/ carton	€/ carton
062980	Snap ; double position	062977, 062978, 062979 et 062981	Non	8 sachets de 125 bouchons	**NC -**
062985	Snap ; double position avec tamis 35 µm		Oui	20 sachets de 25 bouchons	**NC -**



Accessoire

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
162634	Piston pour bouchon avec tamis	10 sachets de 100 pistons emballés individuellement	**NC -**

