Broyeurs pour tissus CellCrusher


- Pour échantillons congelés
- Kit pour le broyage d'échantillons de 10 mg à 10 g
- Perte d'échantillon limitée
- Broyage d'échantillon dur (exemples : cartilage, racine)
- Faciles à nettoyer



	Kit A	Kit B
Masse d'échantillon	10 mg à 5 g	10 mg à 10 g
	Cell Crusher : chambre (32 x 42 mm) + piston en acier inoxydable	
Composition du kit	Pince, cuillère et maillet	
	-	Foret adaptable sur tout broyeur acceptant des tiges de 9 mm de Ø
Réf.	538003	538005
€	NC -	NC -

Mode d'emploi :
1) Placer l'échantillon dans la chambre (température azote liquide)
2) Ecraser l'échantillon avec le piston en tapant avec un maillet
3) Récupérer le broyat à l'aide de la cuillère

Dutscher.com



Réf.	Désignation	€
538004	CellCrusher seul	NC -

Cellcrusher mini

Une nouvelle approche pour récupérer de petits échantillons !

- Efficacité inégalée lors du broyage et de la récupération de minuscules échantillons à la température de l'azote liquide
- Récupération facile de petits échantillons (2 mg à 40 mg)
- Six chambres de 8 mm de large chacune
- Encoches au niveau des puits permettant l'identifiation des échantillons
- Livré avec un petit maillet, une pince à bec effilé coudée et une mini-spatule robuste pour le nettoyage de la chambre



NOUVEAU

Réf.	Désignation	€
538006	Kit Cellcrusher mini	NC -

Compteur de cellules Scepter™

MERCK

- Utilise la méthode Coulter évitant toute erreur due au comptage de cellules par imagerie
- Sonde mesurant l'impédance d'une cellule
- Permet de déterminer le volume, diamètre et concentration cellulaire ; visualisation sous forme d'histogramme
- Résultats indépendants de la technique ou du comptage de l'utilisateur
- Comptage de milliers de cellules, en une mesure avec une précision maximale
- Design unique, idéal pour une utilisation sous hotte
- Obtention des résultats en moins de 30 secondes
- Ne requiert pas de préparation en réactifs et colorants
- Permet de vérifier la viabilité des cellules grâce à leur taille et morphologie
- Ne nécessite pas de nettoyage



Ouverture Sonde	40 µm	60 µm
Concentration recommandée (cellules/ml)	50 000 - 1 500 000	10 000 - 500 000
Volume mesuré	50 µl	50 µl
Ø des particules détectées	4 - 4	6 - 36

Réf.	Désignation	€
236096	Compteur de cellules Scepter avec une boîte de 50 sondes 40 µm, un chargeur et un flacon de billes test de viabilité	NC -
236097	Compteur de cellules Scepter avec une boîte de 50 sondes 60 µm, un chargeur et un flacon de billes test de viabilité	NC -

Astuce

Retrouvez nos autres compteurs de cellules dans le chapitre Équipement

Sondes

Désignation	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
Sonde 40 µm	236088	50	NC -	236093	250	NC -	236094	500	NC -
Sonde 60 µm	236087	50	NC -	236092	250	NC -	236095	500	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
236090	Billes test viabilité 5 ml	1	NC -
236089	Station de charge	1	NC -
236091	Kit de montage pour station de charge	1	NC -

Astuce

Choisissez votre sonde en fonction des types de cellules. Retrouvez le tableau des types cellulaires validés dans la documentation du Scepter

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com