Cytokines et facteurs de croissance

Gamme Corning

- Filtration sur du 0.2µm
- Testé négatif pour bactéries, levures et mycoplasmes

Corning® epidermal growth factor (EGF) grade culture cellulaire

- Origine souris mâle
- Lyophilisé dans acétate d'ammonium

Réf.	Quantité	€
354001	100 µg	NC -

Corning® epidermal growth factor (EGF) Human recombinant

- Human recombinant
- Lyophilisé dans acide acétique

Réf.	Quantité	€
354052	100 µg	NC -

Corning® endothelial growth supplement (ECGS)

- Lyophilisé dans NaCl
- Origine cerveau bovin

Réf.	Quantité	€
354006	15 mg	NC -
356006	100 mg	NC -

Corning® fibroblastes growth factor (bFGF)

- Solution congelée
- Human recombinant

Réf.	Quantité	€
354060	10 µg	NC -

Corning® mito + serum extender

- Formulation définie d'hormones, de facteurs de croissances (EGF et FGF)
- Utilisable pour une large variété de cellules en condition, sans serum ou serum réduit

Réf.	Quantité	€
355006	5 ml	NC -

Corning® bovine pituitary extract (BPE)

- Pour cellules épithéliales et endothéliales
- Contient des facteurs de croissance (FGF) et hormones
- Lyophilisé dans NaCl

Réf.	Quantité	€
354123	15 mg	NC -

Supplément culture cellules T avec ConA , rat

Favorise la prolifération et l'activation des lymphocytes T, soutient la production de VIH par les leucocytes.

Réf.	Quantité	€
354115	100 ml	NC -

Interleukines

- Corning® IL-2 human recombinant
- Produit congelé
- Testé endotoxine (LAL assay)

Réf.	Quantité	€
354043	BRPM 10000 units	NC -

Autres interleukines et facteurs de croissance sur demande.