SERA MILIEUX

Détection de mycoplasmes

Méthode DAPI

PanReac AppliChem ITW Reagents

- Se fixe sur ADN
- Excitation 365 nm
- Fluorescence bleue brillante 450 - 490 nm
- Microscopie fluorescente, cytométrie en flux

Pour biochimie

Réf.	Volume (mg)	€
672754	10	NC -

Kit de contrôle des mycoplasmes par PCR

PanReac AppliChem ITW Reagents

Composants du kit	Amorce PCR, dNTP, solution tampon, eau grade PCR, contrôle positif du template, contrôle interne ADN
Taq ADN polymérase	Inclus
Présentation	Composant séparés en poudre
Stockage et envoi	2 - 8 °C
Réf.	348729
Unités/carton	25 tests*
€/carton	NC -

* Existe en 50 et 100 tests.

MYCOKIT BOX

- Détection des mycoplasmes par PCR et électrophorèse
- Prêt à l'emploi
- Détection sensible et spécifique
- Conservation du produit 36 mois

Réf.	Volume	€
509015	20 tests	NC -

Mycoplasmes prévention : incubateur et surface

Désinfectant pour incubateur

- Biodégradable et non toxique
- Non corrosif pour l'aluminium, fine couche de fer, chrome, nickel, acier inoxydable, cuivre
- Ne contient pas de mercure, formaldéhydes, phénol ou alcool

PanReac AppliChem ITW Reagents

Réf.	Désignation	Volume	€
670931	Incubator Clean™	Spray 500 ml	NC -

Désinfectant pour bac à eau d'incubateur CO_2

- Non toxique, non volatile
- Non corrosif pour l'acier inoxydable
- Solution concentrée 100X

Réf.	Désignation	Volume	€
670934	Incuwater-Clean ™	100 ml	NC -

Mycoplasmes - Traitement

Mycorase solution

PAN BIOTECH

- N'affecte pas la prolifération cellulaire
- Facile d'utilisation
- Solution d'antibiotiques 50 X dans PBS

Réf.	Volume	€
P06-02100	100 ml	NC -



Nanomycopulitine concentré 20 x

Réf.	Désignation	Volume	€
509143	Nanomycopulitine Concentration 20 X	10 ml	NC -
509144	Nanomycopulitine Concentration 20 X	100 ml	NC -

GoGreen

1/3 énergie renouvelable
+ emballage optimisé
+ fabriqué en Allemagne

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com