
Multicaster pour cuve RunOne



Accessoires de coulage de gel pour cuve RunOne pour les screenings à haute densité (gels d'agarose 96 puits). Le système Multicaster consiste en un plateau avec encoches et peignes conçus pour le coulage de gels d'agarose en quelques minutes sans joint ou adhésif. Les plateaux sont transparents aux UV. 4 modèles disponibles.

Multicaster

Type	8 rangées	12 rangées	Gels préparatifs	HLA Multicasting	
L x l (mm)	116 x 118	116 x 118	116 x 118	116 x 89	
Lignes de dépôts réalisables	8 x (12 + 1) / 4 x (24 + 1)	12 x (8 + 1) / 6 x (16 + 2)	2	8	
Pipette conseillée	Monocanal / 12 canaux	8 canaux	Monocanal	Monocanal / 12 canaux	
Volume dépôt (µl)	30 – 35 / 10 – 15	30 – 35 / 10 – 15	2 x 250 + marqueur / 3 x 75 et 2 x 115	30 – 35 / 10 – 15	
Nombre d'encoches pour peignes	8	12	2	8	
Nombre de peignes inclus (épaisseur 1 mm)	4	6	2	8	
Types de peignes doubles réversibles inclus	12 + 1 / 24 + 1	8 + 1 / 16 + 1	2 / 5 + marqueurs	12+1 / 24+1	
Nombre maximal de dépôts	192 / marqueurs	192 / marqueurs	2 / 5 + marqueurs	192 / marqueurs	
Code couleur	Turquoise	Bleu	Orange	Jaune	
Réf. unité complète	038415	038416	038417	039080*	038418**
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. kit Multicaster + RunOne	035459	035460	035461	035462B***	
€	NC -	NC -	NC -	NC -	
Réf. plateau de rechange	035468	035468	035469	035469	
€ les 2	NC -	NC -	NC -	NC -	
Réf. peigne	038449	039033	039070	039071	
€ les 2	NC -	NC -	NC -	NC -	

* Livré avec 2 peignes ** Livré avec 8 peignes *** Fourni avec le système de coulage 6 compartiments du RunOne et une plaque de visualisation rouge


Peignes réversibles pour RunOne


Peigne T-Bleu :
A utiliser lors de la préparation de trois gels, un dans la grande cuve, et les deux autres dans les petites.

Réversible :
+ un côté épaisseur 1,5 mm : 25/12/12 dents ;
+ un côté épaisseur 1 mm : 17/8/8 dents

Peigne T-Ambré :
A utiliser lors de la préparation de trois gels, un dans la grande cuve, et les deux autres dans les petites.

Préparatif réversible :
+ un côté épaisseur 1 mm 25/12/12 puits ;
+ un côté épaisseur 1 mm, 10+2 puits, 2+2 puits préparatifs, 1+2 puits préparatifs.





Réf.	Désignation	€
039075	Peigne réversible T-Bleu (les 2)	NC -
039076	Peigne réversible T-Ambre (les 2)	NC -
039077	Peigne réversible T-Bleu + peigne réversible T-Ambre	NC -

Gels pré-coulés EMBITEC

- Système de gels pré-coulés 1 % agarose avec du TAE colorés au GelGreen (alternative au BET non mutagénique et non cytotoxique)
- Séparation de fragments de 600 à 10 000 pb
- Epaisseur de gel de 6 mm
- Utilisable avec la cuve RunOne
- Le GelGreen permet une révélation par un système de LED ainsi qu'une procédure simplifiée de traitement des déchets (éliminations avec les déchets biologiques)

Astuce

Visualisez tous vos gels sans UV : Mini-transilluminateurs, tablettes à LED, transilluminateurs à LED et analyseurs d'images : voir pages 192 à 194.

Retrouvez les gels pré-coulés compatibles RunOne sur Dutscher.com

Dimensions du gel (cm)	Paysage 11,7 x 5,6 cm	Medium 11,7 x 8,9 cm	Paysage 11,7 x 5,6 cm	Portrait 6,5 x 9,5 cm	Portrait 6,5 x 9,5 cm
Format des puits	12 + 1	5 + 2	24 + 1	10	5 + 1
Epaisseur des puits	1 mm	1,5 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Volume par puit	30 µl	3 x 75 µl / 2 x 112 µl	11 µl	15 µl	70 µl
Compatibilité multicanaux	Format 12 canaux	Non	Format 12 canaux	Non	Non
Conditionnement	10 gels/boîte	5 gels/boîte	10 gels/boîte	10 gels/boîte	10 gels/boîte
Réf.	039090	039091	039092	039093	039094
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com