
Systèmes ClearSub L

Gels de dimensions 15 x 7 et/ou 15 x 10 et/ou 15 x 15 cm

	ClearSub L10	ClearSub L15	ClearSub LTRIO
Nombre d'échantillons maximum	140	210	70 ; 140 ; 210
Taille des gels / nombre de plateau fourni	15 x 10 cm / 1	15 x 15 cm / 1	15 x 7 cm / 1 ; 15 x 10 cm / 1 ; 15 x 15 cm / 1
Peignes fournis	2 peignes de 20 dents d'épaisseur 1 mm		
Nombre max. de peignes par plateau	4	6	2 ; 4 ; 6
Volume de tampon (ml)	500		
Condition de migration typique	90-150 V, 60 - 90 minutes		
Dimensions du système (cm)	26,5 x 17,5 x 9		
Puissance électrique max. (W)	40		
Réf.	257287	257288	257289
€	NC -	NC -	NC -



Peignes pour ClearSub L


	Epaisseur dents : 0,75 mm			Epaisseur dents : 1 mm			Epaisseur dents : 1,5 mm			Epaisseur dents : 2 mm		
Nombre de dents	Volume d'échantillon (µl)	Réf.	€	Volume d'échantillon (µl)	Réf.	€	Volume d'échantillon (µl)	Réf.	€	Volume d'échantillon (µl)	Réf.	€
1	371	257384	NC -	495	257385	NC -	743	257386	NC -	990	257387	NC -
2	169	257391	NC -	225	257393	NC -	338	257394	NC -	450	257395	NC -
4	91	257430	NC -	122	257431	NC -	182	257432	NC -	243	257433	NC -
10	34	257396	NC -	45	257403	NC -	68	257412	NC -	90	257423	NC -
10	22	257397*	NC -	29	257404*	NC -	44	257417*	NC -	59	257424*	NC -
12	30	257398	NC -	41	257405	NC -	61	257418	NC -	81	257425	NC -
14	22	257399*	NC -	29	257406*	NC -	44	257419*	NC -	59	257426*	NC -
16	20	257388*	NC -	27	257389*	NC -	41	257390*	NC -	54	257392*	NC -
20	16	257400	NC -	21	257408	NC -	32	257420	NC -	43	257427	NC -
28	8	257401*	NC -	11	257409*	NC -	17	257421*	NC -	23	257428*	NC -
35	7	257402	NC -	10	257410	NC -	15	257422	NC -	20	257429	NC -

* Compatible avec les micropipettes multicanaux.

Systèmes ClearSub XL

Gels de dimensions 20 x 10 cm et/ou 20 x 20 cm ou 20 x 15 cm, ou 20 x 25 cm

	ClearSub XL10	ClearSub XL15	ClearSub XL20	ClearSub XL25	ClearSub XLDUO
Nombre d'échantillons maximum	200	350	450	550	200 ; 450
Taille des gels / nombre de plateau fourni	20 x 10 cm /1	20 x 15 cm/1	20 x 20 cm/1	20 x 25 cm/1	20 x 10/1 ; 20 x 20/1
Peignes fournis	2 peignes de 20 dents d'épaisseur 1 mm				
Nombre max. de peignes par plateau	4	7	9	11	4 ; 9
Volume de tampon (ml)	1200				
Condition de migration typique	100-150 V, 60-90 minutes				
Dimensions du système (cm)	39,5 x 23 x 9				
Puissance électrique max. (W)	50				
Réf.	257290	257291	257292	257294	257293
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Peignes pour ClearSub XL

	Epaisseur dents : 0,75 mm			Epaisseur dents : 1 mm			Epaisseur dents : 1,5 mm			Epaisseur dents : 2 mm		
Nombre de dents	Volume d'échantillon (µl)	Réf.	€	Volume d'échantillon (µl)	Réf.	€	Volume d'échantillon (µl)	Réf.	€	Volume d'échantillon (µl)	Réf.	€
1	506	257436	NC -	675	257437	NC -	1013	257435	NC -	1350	257438	NC -
2	236	257439	NC -	315	257440	NC -	473	257441	NC -	630	257442	NC -
4	115	257457	NC -	153	257465	NC -	230	257466	NC -	306	257467	NC -
10	54	257443	NC -	72	257450	NC -	108	257458	NC -	144	257468	NC -
16	30	257444	NC -	41	257451	NC -	61	257459	NC -	81	257469	NC -
20	20	257445*	NC -	27	257452*	NC -	41	257460*	NC -	54	257470*	NC -
25	16	257446	NC -	21	257453	NC -	32	257461	NC -	42	257471	NC -
30	13	257447	NC -	17	257454	NC -	26	257462	NC -	34	257472	NC -
36	11	257448	NC -	14	257455	NC -	22	257463	NC -	29	257473	NC -
40	8	257449*	NC -	11	257456*	NC -	17	257464*	NC -	23	257474*	NC -

* Compatible avec les micropipettes multicanaux.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com