
Imageur FastGene FAS-Digi Pro

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU

- Utilisation facile et intuitive
- Fourni avec transilluminateur à LED bleu/vert (470-520 nm), sans danger pour l'utilisateur et l'échantillon
- La chambre noire se retire facilement pour accéder au transilluminateur et permettre la découpe du gel
- Pour détecter les colorants vert ou rouge (tels que Midori green, BET ou Gelred) sans endommager l'ADN
- Logiciel Nippon Genetics Camera studio inclus
- Appareil photo Canon EOS 200D avec connexion Wi-Fi
- Possibilité de brancher une imprimante thermique

Appareil photo	Canon EOS 200D
Capteur	CMSOS 24 Mpixels
Format des images	TIFF, JPEG
Interface de communication	Wifi b/g/n
Lentille	Zoom 18-55mm, ouverture f/4-5,6
Transilluminateur	A LED Bleu/vert 470-520 nm
Surface de visualisation (cm)	26 x 21
Filtre	Filtre Ambré
Dim. (L x l x h) (cm)	52 x 33,5 x 32,5
Poids (kg)	14
Réf.	523408
€	**NC -**




Imageur FastGene FAS-DIGI Compact


NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU

- Chambre noire compacte, équipée d'un appareil photo 24 Mpixels et d'un transilluminateur à LED bleues/vertes
- Pour la visualisation des colorants verts et rouges (tels que le BET, l'Emeraldye, le Midori Green, le Gel Green et le Gel Red,...)
- Sans danger pour l'utilisateur et l'échantillon
- Fenêtre de visualisation avec filtre ambré

Appareil photo	Canon 250D, 24 Mpixels
Interface de communication	Wifi
Lentille	15-55 mm, ouverture F/4-5,6
Filtre	Filtre ambré
Transilluminateur	A LED bleues/vertes (470 - 520 nm)
Surface de visualisation (cm)	26 x 21
Dimensions L x p x h (cm)	35 x 32,5 x 50
Poids (kg)	7,4
Réf.	523594
€	**NC -**



Spectre d'absorbance de l'EmeralDye, du Midori et du BET



Spectre d'absorbance du bromure d'éthidium (rouge), MIDORIGreen Advance (vert) et MIDORIGreen Direct (vert clair). Les LED bleue/verte émettent de la lumière pour des longueurs d'onde de 470 – 520 nm, permettant la détection des marqueurs d'ADN verts et rouges couramment utilisés.
*La technologie EmeralDye ClearLine® se situe au niveau de MidoriGreen Advance.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com