
Transilluminateur à LED Ultraslim

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU



Visualisez vos gels sans UV !

- Pour la visualisation de l'ADN avec filtre ambré et lumière bleue
- Pas de dégradation de l'ADN
- Dimensions : 210 x 210 x 30 mm
- Fenêtre de visualisation : 120 x 70 mm, longueur d'onde 470 nm
- Filtre ambré avec cadre métal
- LED : matrice pour éclairage des deux côtés
- Durée de vie des LED : 50 000 heures
- Compatibilité avec les gels : 110 x 60 mm , 55 x 60 mm et minigels

Dutscher.com

Réf.	Désignation	€
523264	Transilluminateur lumière bleue	**NC -**

Transilluminateur BluView MBE-200A et MBE-300



MBE-300



MBE-200A

- LED bleues (470 nm) pour une utilisation en toute sécurité
- Le MBE-300 se place sous la cuve de migration pour suivre la migration
- Le MBE-200A dispose d'un écran de protection ambré séparé

Modèle	MBE-200A	MBE-300
Dimensions L x l x h (mm)	200 x 200 x 13,9	80 x 170 x 25
Fenêtre de visualisation (cm)	153 x 153	116 x 73,8
Matériau	Aluminium	
Réf.	**022339**	**022321**
€	**NC -**	**NC -**

NEW



Transilluminateur LED FastGene Slim Double Face

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU

Transilluminateur réversible : deux éclairages sur les faces opposées, pour gels fluorescents et colorimétriques.

- Double face réversible : une face à LED bleu/vert et une face à LED blanches ; il suffit de retourner l'appareil pour changer d'éclairage
- Face LED bleu/vert (495 nm) : visualisation des gels d'ADN/ARN avec colorants fluorescents compatibles, dont EmeralDye, MIDORI Green, SYBR Safe, GelRed et bromure d'éthidium (BET)
- Face LED blanches : visualisation des gels de protéines colorés au bleu de Coomassie
- Éclairage sans UV : sécurité accrue pour l'utilisateur et préservation de l'intégrité de l'ADN
- Écran ambré amoviible fourni pour améliorer le contraste des bandes

Livré avec :

+ un écran filtrant ambré, un adaptateur secteur et un câble d'alimentation amovible. Note : l'intensité de fluorescence varie selon le colorant, sa concentration, l'épaisseur du gel et la quantité d'échantillon.

2 faces réversibles,
LED bleu/vert 495 nm,
LED blanches, Sans UV

NEW



Sources lumineuses	LED bleu/vert et LED blanches
Surface de visualisation (cm)	15,3 × 15,3
Poids (g)	935
Réf.	**524631**
€	**NC -**