
Extraction et purification d'ADN plasmidique

Kits d'extraction de plasmide exempt d'endotoxine NucleoBond PC EF Macherey-Nagel

- Extraction d'ADN plasmidique exempt d'endotoxine à partir de culture bactérienne
- Extraction par chromatographie échangeuse d'anions par gravité
- Pour volume d'échantillon de départ de 30 ml à 2 l selon le kit utilisé






Désignation	Format	Quantité d'échantillon (ml)	Rendement (µg)	Nombre d'extractions	Réf.	€
Kit d'extraction de plasmides NucleoBond PC 500 EF	Maxi	30 - 150	100 - 500	10	677450	NC -
Kit d'extraction de plasmides NucleoBond PC 2000 EF	Mega	150 - 500	500 - 2000	5	677449	NC -
Kit d'extraction de plasmides NucleoBond PC 10000 EF	Giga	500 - 2000	2000 - 10000	5	677448	NC -

Kits d'extraction de plasmide exempt d'endotoxine NucleoBond Xtra EF Macherey-Nagel

- Extraction d'ADN plasmidique exempt d'endotoxine à partir de culture bactérienne
- Extraction par chromatographie échangeuse d'anions 2ème génération par gravité
- Pour volume d'échantillon de départ de 200 ml à 1,2 l selon le kit utilisé






Désignation	Format	Quantité d'échantillon (ml)	Rendement (µg)	Nombre d'extractions	Réf.	€
Kit d'extraction NucleoBond Xtra EF	Midi	< 200 (plasmide à nombre de copies élevé), < 400 (plasmide à faible nombre de copies)	500	10	677329	NC -
				50	677330	NC -
	Maxi	< 600 (plasmide à nombre de copies élevé), < 1200 (plasmide à faible nombre de copies)	1000	10	677333	NC -
				50	677334	NC -

Kits d'extraction de plasmide pour transfection NucleoBond PC Macherey-Nagel

- Extraction d'ADN plasmidique pour transfection à partir de culture bactérienne
- Extraction par chromatographie échangeuse d'anions par gravité
- Pour volume d'échantillon de départ de 1 ml à 2 l selon le kit utilisé






Désignation	Format	Quantité d'échantillon (ml)	Rendement (µg)	Nombre d'extractions	Réf.	€
Kit d'extraction NucleoBond PC 20	Mini	1 - 5 (plasmide à nombre de copies élevé), 3 - 10 (plasmide à faible nombre de copies)	3 - 20	20	677459	NC -
				100	677460	NC -
Kit d'extraction NucleoBond PC 100	Midi	5 - 30 (plasmide à nombre de copies élevé), 10 - 100 (plasmide à faible nombre de copies)	20 - 100	20	677461	NC -
				100	677462	NC -
Kit d'extraction NucleoBond PC 500	Maxi	30 - 150 (plasmide à nombre de copies élevé), 100 - 500 (plasmide à faible nombre de copies)	400 - 500	10	677464	NC -
				25	677466	NC -
				50	677467	NC -
				100	677465	NC -
Kit d'extraction NucleoBond PC 2000	Mega	150 - 500 (plasmide à nombre de copies élevé), 500 - 2000 (plasmide à faible nombre de copies)	500 - 2000	5	677468	NC -
Kit d'extraction NucleoBond PC 10000	Giga	500-2000 (plasmide à nombre de copies élevé), 1000 - 4000 (plasmide à faible nombre de copies)	2000 - 10000	5	677478	NC -

Kits d'extraction de plasmide pour transfection NucleoBond Xtra Macherey-Nagel

- Extraction d'ADN plasmidique pour transfection à partir de culture bactérienne
- Extraction par chromatographie échangeuse d'anions 2ème génération par gravité
- Pour volume d'échantillon de 40 ml à 1,2 l selon le kit utilisé





Désignation	Format	Quantité d'échantillon (ml)	Rendement (µg)	Nombre d'extractions	Réf.	€
Kit d'extraction NucleoBond Xtra	Midi	< 200 (plasmide à nombre de copies élevé), < 400 (plasmide à faible nombre de copies)	500	10	677311	NC -
				50	677314	NC -
				100	677312	NC -
	Maxi	< 600 (plasmide à nombre de copies élevé), < 1200 (plasmide à faible nombre de copies)	1000	10	677318	NC -
				50	677322	NC -
				100	677319	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com