Plaques PCR Framestar 480 pour machine Roche LC480


- Plaques 96 et 384 puits pour QPCR
- Jupée ou semi-jupée avec le coin coupé en bas à droite
- Cadre rigide, transparent en polycarbonate transparent
- Marquage alphanumérique noir pour lightcycler
- Puits blancs en polypropylène paroi fine
- Fabriquées en chambre propre
- Code-barres sur demande

Coloris cadre /puits	Unités/ carton	96 puits semi-jupée	384 puits jupée
Compatibilité		6	10
Transparent/Blanc	50	**044798**	**044804**
€/carton		**NC -**	**NC -**
Transparent/Transparent	50	**044799**	**044805**
€/carton		**NC -**	**NC -**



Plaques et film adhésif QPCR adhesive seal

Réf.	Désignation	Compatibilité	Unités/ carton	€/ carton
044802	Plaque 044798 + film 016540F	6	50	**NC -**
044806	Plaque 044804 + film 016540F	10	50	**NC -**
044807	Plaque 044805 + film 016540F		50	**NC -**



Films pour le scellage (voir détails page 334)

Réf.	Désignation	Conditionnement	€
016540F	QPCR adhesive seal	100 feuilles	**NC -**
016427F	Clear Seal (scelleur manuel)	100 feuilles	**NC -**





Plaques FrameStar FastPlate semi-jupée 96 puits

- Plaques PCR 96 puits
- Compatibles avec les blocs FAST des machines ABI (PCR et QPCR)
- Cadre en polycarbonate pour une plus grande rigidité
- Puits en polypropylène, paroi fine pour optimiser les transferts thermiques
- Plaques avec puits blancs pour optimiser les résultats de PCR quantitative
- Plaques à puits givrés pour une amélioration de la sensibilité de lecture

Réf.	Type	Compatibilité	Nombre puits	Couleur du cadre	Couleur des puits	Code barre	Unités/ carton	€/ carton
044801	Semi-jupé	7	96	Transparent	Transparent	Non	50	**NC -**
044800	Semi-jupé		96	Transparent	Blanc	Non	50	**NC -**
045683	Semi-jupé		96	Transparent	Givré	Non	50	**NC -**



Plaques Framestar 96 puits semi-jupée universelle

- Plaque semi-jupées universelle
- Coin coupé en H1
- Cadre en polycarbonate
- Puits en polypropylène vierge, paroi fine

Réf.	Désignation	Compatibilité	Unités/ carton	€/ carton
044808	Plaque Framestar 96 puits semi-jupée universelle, cadre et puits transparents	3	50	**NC -**
044809	Plaque Framestar 96 puits semi-jupée universelle, cadre transparent puits blancs		50	**NC -**



Barrettes de bouchons 4titude pour microplaques

Réf.	Désignation	€ les 300
044737	Barrettes de bouchons dômés pour plaques PCR 4titude	**NC -**
044739	Barrettes de bouchons plats optiques pour plaques PCR 4titude	**NC -**



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com