Microplaques PCR et qPCR Sapphire Greiner Bio-One

- Guide de compatibilité disponible + échantillons possibles pour test
- PP de qualité médicale sans additifs
- Repérage alphanumérique
- Scellage par film optique AMPLIseal pour PCR/qPCR 676040 ou barrette de 8 bouchons 3732XX Greiner Bio-One

Réf.	Compatibilité	Coloris	Format	Vol. (µl)	Jupe	Spécificité	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton
652201B	Voir sur Dutscher.com	Naturel	96	200	Non	Biorad (CFX96) et Eppendorf	10	100	NC -
652250	1	Naturel	96	200	Non	Universelle	10	100	NC -
652210	2	Naturel	96	100	Non	Universel Low profil	10	100	NC -
669285	6	Blanc	96	200	1/2 jupée	LC96 et LC480	25	100	NC -
652290B	5	Naturel	96	200	1/2 jupée	Quasi universelle	10	100	NC -
652260B	4	Naturel	96	200	1/2 jupée	Design ABI	10	100	NC -
652270B	8	Naturel	96	200	Jupée	-	10	40	NC -
785285	10	Blanc	384	25	Jupée		25	100	NC -




Microplaques PCR 96 et 384 puits pour LightCycler 480 Greiner Bio-One

Plaques en polypropylène blanc non-stériles à 96 ou 384 puits, format SBS, pour systèmes PCR temps-réel (LightCycler 480).

- Parois ultrafines, transfert thermique optimal
- Codage alphanumérique des puits
- Scellables avec les films adhésifs VIEWseal, AMPLIseal et SILVERseal
- Volume des puits : 25 µl
- Avec jupe pour la 384 puits
- Avec demi-jupe pour la 96 puits

Réf.	Compatibilité	Coloris	Format	Jupe	Spécificité	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton
669285	6	Blanc	96	1/2 jupée	LC96 et LC480	25	100	NC -
785201	10	Naturel	384	Jupée	CFX384, LC96 et LC480	15	60	NC -
785285	10	Blanc	384	Jupée		25	100	NC -
785290	9	Naturel	384	Jupée	Compatible ABI	15	60	NC -




Accessoires


Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
676070	Film adhésif haute-transparence optique VIEWseal	100	NC -
676040	Film autoadhésif haute-transparence à faible autofluorescence AMPLIseal	100	NC -
676090	Film adhésif acrylique en aluminium percutable SILVERseal	100	NC -

Plaques PCR Bioplastics

- Plaques pour PCR et qPCR de qualité premium
- Polypropylène grade médical
- Fabrication européenne







Réf.	Désignation	Compatibilité	Unités/ carton	€/ carton
038760A	Plaque PCR 3/4 jupée 96 puits légèrement dépolis low profile (0,1 ml). Compatible avec les thermocycleurs ABI (Applied biosystem) bloc fast ou low profile et Agilent AriaMX	Voir sur Dutscher.com	25	NC -
038759	Plaque PCR 3/4 jupée 96 puits légèrement dépolis profil standard (0,2 ml). Compatible avec les thermocycleurs ABI (Applied biosystem) bloc standard	4	25	NC -
038669	Plaque PCR non jupée 96 puits naturels profil standard (0,2 ml). Profil universel compatible avec de très nombreux thermocycleurs à bloc standard (Eppendorf, Blueray, Bioer, Biorad...)	1	25	NC -
125013	Plaque PCR non jupée 96 puits naturels low profile (0,1 ml). Profil universel compatible avec de très nombreux thermocycleurs à bloc fast ou standard (Eppendorf, Blueray, Bioer, Biorad...)	Voir sur Dutscher.com	25	NC -
125011	Plaque PCR jupée 96 puits naturels low profile (0,1 ml). Compatible avec les thermocycleurs bloc fast ou bloc standard compatible low profile (Eppendorf, Blueray, Biorad, Agilent AriaMx...)	8	25	NC -
125014	Plaque PCR jupée 96 puits blancs low profile (0,1 ml). Compatible avec les thermocycleurs bloc fast ou bloc standard compatible low profile (Eppendorf, Blueray, Bioer, Biorad...)	8	25	NC -
038708B	Plaque PCR naturel 384 puits. Compatible avec les thermocycleurs tels que Eppendorf, Techne, ABI, Biorad...	9	40	NC -
038709	Plaque PCR blanche 384 puits. Compatible avec les thermocycleurs tels que Eppendorf, Techne, ABI, Biorad...	9	40	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com