Plaques PCR 96 puits Labcon



Plaque 0,1 ml à jupe



Plaque 0,2 ml sans jupe souple

- En polypropylène
- Autoclavables (122 °C, 15 min)
- Congelables à -80 °C
- Marquage alphanumérique
- Compatibles avec la majorité des thermocycleurs

DNase RNase · ATP · Endo-toxines

Réf.	Type de plaque	Compa-tibilité	Coloris	Unités/ carton	€/ carton
950640	Plaque 0,2 ml sans jupe souple	1	Naturel	100	NC -
950647	Plaque 0,1 ml à jupe	8	Naturel	100	NC -


Plaque PCR 384 puits Labcon



- En polypropylène
- Autoclavable (122 °C, 15 min)
- Congelable à -80 °C
- Marquage alphanumérique

Réf.	Désignation	Compatibilité	Unités/ carton	€/ carton
950654	Plaque 25 µl à jupe	9	100	NC -

Plaques pour qPCR 96 puits Labcon



950637

- Utilisables en PCR à temps réel
- En polypropylène
- Autoclavables (122 °C, 15 min)
- Congelables à -80 °C
- Marquage alphanumérique

Réf.	Type de plaque	Compa-tibilité	Coloris	Unités/ carton	€/ carton
950637	Plaque 0,2 ml sans jupe	1	Blanc opaque	100	NC -
950636	Plaque 0,2 ml à demi-jupe	1		100	NC -
950638	Plaque 0,1 ml avec jupe	2		100	NC -

Tapis de bouchons pour microplaques 96 puits Labcon



- En silicone
- Autoclavable (121 °C)

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
950655B	Tapis de bouchons pour microplaques 96 puits	50	NC -