
Marqueurs permanents ClearLine®

- Encre résistante jusqu'à -20 °C
- Encre résistante à l'eau et aux frottements
- Séchage rapide sur le support
- Encre sans xylène ni toluène
- Largeur du trait :
  - double pointe : 0,6 mm et 1,5 mm
  - pointe medium : 1,0 mm
  - pointe extra-fine : 0,4 mm

Coloris	Double pointe		Pointe medium		Pointe extra-fine	
	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
Rouge	-	-	929208	NC -	929204	NC -
Bleu	-	-	929209	NC -	929205	NC -
Vert	929202	NC -	929210	NC -	929206	NC -
Noir	-	-	929211	NC -	929207	NC -
Jaune	-	-	929218	NC -	929214	NC -
Orange	-	-	929219	NC -	929215	NC -
Violet	-	-	929220	NC -	929216	NC -
Marron	-	-	929221	NC -	929217	NC -



Pointe extra-fine



929212

Etuis (4 couleurs : rouge, bleu, vert et noir)

Réf.	Désignation	€
929212	Etui 4 marqueurs pointe extra-fine	NC -
929213	Etui 4 marqueurs pointe medium	NC -

Etiquettes pour lames de microscopie

Etiquettes adhésives coloris assortis pour lames de microscopie.

- Bonne résistance aux solvants et aux températures (-70 °C à +100 °C)
- L x l : 22 x 22 mm
- Présentation sur feuilles de 96 étiquettes pour imprimante

Bleu	Vert	Orange	Rouge	Blanc	Jaune	Coloris assortis	€/boîte de 2400
053154	053155	053156	053157	053006	053158	053159	NC -



Marqueurs hydrophobes à tracé de couleur



- Marqueurs hydrophobes, séchage rapide
- Adaptés pour les surfaces gelées et paraffine
- Résistants aux détergents (Tween 20, Triton X100)

Rouge	Orange	Vert	Bleu	Jaune	Violet	€
594000	594001	594002	594003	594004	594005	NC -

Marqueurs hydrophobes immunostaining



- Pour dessiner un cercle hydrophobe autour d'un échantillon
- Insolubles dans l'alcool et l'acétone, ne s'efface qu'au xylène

Réf.	Désignation	Epaisseur de la pointe (mm)	€
490000	PAP Pen Marqueur Immunostaining fin	2	NC -
490001	PAP Pen Marqueur Immunostaining épais	5	NC -

Graveur électrique

- Pour marquer tubes, racks
- Pour écrire sur verre, bois, plastique, métal, pierre, os
- Sans cordon
- Fonctionne avec deux piles AA non comprises
- Pointe de gravage supplémentaire
- Longueur 17,8 cm
- Dimensions l x h : 8,9 x 8,6 cm



Réf.	Désignation	€
088748	Graveur électrique à piles	NC -

Graveur à pointe rétractable

Stylo graveur à pointe en carbure de tungstène rétractable, qui convient au verre, à la céramique et au plastique.

Réf.	Désignation	€
045884	Graveur à pointe retractable	NC -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com