Compteur de colonies Schuett



Le compteur de colonies Schuett convient pour des comptages fiables et efficaces :
+ de colonies de bactéries sur boîtes de Petri ;
+ de plaques phages développées sur agar ;
+ de colonies de bactéries développées sur disques nutritifs.

- 3 modes d'éclairage : dessous, côtés, dessus (en option)
- Comptage jusqu'à 99 séries individuelles et 32.500 colonies et calcul de moyennes
- Transfert de données vers PC via USB
- Très grande transparence des colonies grâce a un éclairage à LED, la chaleur transférée sur l'échantillon est quasi nulle
- Affichage digital 4 chiffres
- Dimensions (L x h x p) : 260 x 130 x 250 mm
- Hauteur avec loupe/lampe à bras réglables : approx. 300 mm
- Grossissement : 3 x ou 8 x (en option)
- Taille boîtes de Petri : 50-60, 90-100 ou 140-150 mm (en option)
- Signal sonore de comptage : oui (réglable)
- Poids : 1,5 kg
- Compteur livré avec un marqueur, un adaptateur pour boîte de Petri diamètre 90 mm, un disque de contraste noir

Réf.	Désignation	€
110591	Compteur de colonies	NC -
110592	Loupe 3 x	NC -
110593	Loupe 8 x	NC -
110594	Lampe led	NC -
110595	Adaptateur pour boîtes Petri ø 50 - 60mm	NC -
110596	Adaptateur pour boîtes Petri ø 140 - 150mm	NC -
110597	Disque guide noir et blanc pour étalement par spirale	NC -
110598	Disque Wolffhügel noir et blanc	NC -
110599	Aiguille de comptage	NC -
150592	Marqueur	NC -

Utilisable avec une pointe de stylo ; la pression exercée sur la boîte de Petri déclenche le comptage et effectue l'incrémentation de 0 à 9999. Mode de correction facile à l'aide de touches fléchées. Pour le comptage de nombres élevés, la lecture est facilitée par un disque Wolffhuegel (en option).

Compteurs de colonies Galaxy 330



- Comptage par pression sur la boîte de Petri avec un stylo (non inclus)
- Affichage du comptage en cours et des trois précédents
- Calcul de moyenne sur plusieurs comptages
- Bouton de retour en arrière en cas de comptage de trop
- Possibilité de compter des boîtes de Petri de Ø 90 à 150 mm ou 60 mm
- 886055 : version incluant le pack logiciel permettant d'enregistrer, d'imprimer et d'exporter les données au format Excel (csv file)

	Compteur de colonie seul	Compteur de colonie avec pack logiciel
Réf.	886054	886055
€	NC -	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
886057	Pack logiciel avec câble USB et clé USB 8 Go	NC -

Compteur de cellules Cellcounter



- Ecran TFT couleur 3,5"
- 5 touches de fonctions, 15 touches et 4 programmes de comptage
- Une touche librement programmable
- Comptage réel ou en pourcentage
- Dimensions : 130 x 235 x 35 mm
- Alimentation USB avec adaptateur 5V DC fourni

Réf.	Désignation	€
900621	Compteur de cellules Cellcounter	NC -