

Cryotubes 2D CryoKING

- En polypropylène de qualité médicale
- Triple code : code-barres 2D, 1D et lisible à l'œil humain
- Température d'utilisation: -196 °C à 121 °C
- Bouchon coloris blanc
- Stériles
- Version en vrac ou en cryoboîte

DNase RNase · ADN humain · Endo-toxines







		Vrac			Avec cryoboîte			
Volume (ml)	Pas de vis	Réf.	Unités/ carton	€/carton	Réf.	Dimensions cryoboîtes (mm)	Unités/ carton	€/ carton
0,5	Externe	010906	25	NC -	010930	133 x 133 x 36	1 cryoboîte incluant 100 cryotubes	NC -
1	Externe	010912	25	NC -	010936	133 x 133 x 52	1 cryoboîte incluant 100 cryotubes	NC -
1,5	Externe	010918	25	NC -	010942	133 x 133 x 52	1 cryoboîte incluant 100 cryotubes	NC -
2	Externe	010924	25	NC -	011228	136 x 136 x 52	1 cryoboîte incluant 100 cryotubes	NC -
2	Interne	010815	25	NC -	011229	136 x 136 x 52	1 cryoboîte incluant 100 cryotubes	NC -
5	Externe	011227	25	NC -	011230	133 x 133 x 95	1 cryoboîte incluant 81 cryotubes	NC -

Autres coloris de bouchon, nous consulter.

Cryotubes 2D CryoKING en rack SBS

- Rack SBS avec code-barres 2D et lisible à l'œil nu sur le fond du rack
- Avec système de verrouillage pour une fermeture sécurisée
- Cryotube pas de vis interne
- Bouchon coloris bleu
- Température d'utilisation : -196 °C à 121 °C
- Stériles

Réf.	Volume (µl)	Dimensions du rack (mm)	Unités/ carton	€/ carton
011231	300	128 x 85 x 35	10 racks de 96 tubes	NC -
011232	500	128 x 85 x 35	10 racks de 96 tubes	NC -
011233	750	128 x 85 x 54	10 racks de 96 tubes	NC -
011234	1000	128 x 85 x 54	10 racks de 96 tubes	NC -

Autres coloris de bouchon, nous consulter.





Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com