Microtubes ClearLock™ Low Binding ClearLine®



DNase RNase · ADN humain · Cyto-toxines · Endo-toxines · ATP · Inhibiteur de PCR

NEW

Protéines Low Binding

Taux maximal de récupération des protéines

Volume (ml)	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,66	10,73
Hauteur (mm)	30	38	40,1
Matière	Polypropylène grade médical		
Stérile	Non		
Type de bouchon	Snap ClearLock™; perçable		
Autoclavable	Autoclavable à +121°C pendant 20 minutes		
Vitesse max de centrifugation (g)	30 000		
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-80 °C à +100 °C		
Spécificités	Matériau garantissant un taux de récupération maximal des protéines; Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR, non cytotoxique ; Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle. Exempt de biocides, de plastifiants et de latex. Fabriqué à l'aide de moules optimisés, à surface hautement polie, sans incorporation d'additifs de démoulage tels que l'oléamide, l'érucamide ou la stéaramide		
Unités/carton	5 sachets de 100 microtubes	4 sachets de 50 microtubes	4 sachets de 50 microtubes
Réf. Naturel	**390886**	**390888**	**390890**
€/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**

ADN Low Binding

Taux maximal de récupération de l'ADN

Volume (ml)	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,66	10,73
Hauteur (mm)	30	38	40,1
Matière	Polypropylène grade médical		
Stérile	Non		
Type de bouchon	Snap ClearLock™; perçable		
Autoclavable	Autoclavable à +121°C pendant 20 minutes		
Vitesse max de centrifugation (g)	30 000		
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-80 °C à +100 °C		
Spécificités	Matériau garantissant un taux de récupération maximal de l'ADN; Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR, non cytotoxique ; Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle. Exempt de biocides, de plastifiants et de latex. Fabriqué à l'aide de moules optimisés, à surface hautement polie, sans incorporation d'additifs de démoulage tels que l'oléamide, l'érucamide ou la stéaramide		
Unités/carton	5 sachets de 100 microtubes	4 sachets de 50 microtubes	4 sachets de 50 microtubes
Réf. Naturel	**390885**	**390887**	**390889**
€/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**