Microtubes polypropylène avec bouchon snap







Volume (ml)			0,5		
Diamètre (mm)	7,5	7,7	7,9	7,7	-
Hauteur (mm)	31,25	30,2	31,3	30,2	-
Matière			Polypropylène		
Stérile	Non	Non	Non	Non	Oui
Type de bouchon	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap ; perçable
Autoclavable			Oui		
Vitesse max de centrif. (g)	11000	20000	18000	20000	28000
Jupe			Non		
Graduation	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Coloris	Translucide	Transparent	Excellente transparence	Excellente transparence	Excellente transparence
Températures d'utilisation		-80 °C à +121 °C	-70 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C
Spécificités	-	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR ; surface faible adsorption	Bouchon à fermeture renforcée	Bouchon à fermeture renforcée ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR	Bouchon à fermeture sécurisée ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines
Unités/carton	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 500 microtubes
Naturel	391233	045513	499002	840587	062911
Jaune	-	-	-	840592	-
Rouge	-	-	-	840590	-
Vert	-	-	-	840589	-
Bleu	-	-	-	840588	-
Violet	-	-	-	840591	-
Orange	-	-	-	045519	-
Assortis	-	-	-	840593	062912
Ambré	-	-	-	045520	-
€/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**