Tubes 5 ml à bouchon ClickLock plat





Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	15,8	
Hauteur (mm)	60,2	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Type de bouchon	Snap ; perçable	
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrif. (g)	25000	
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml	
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	
Températures d'utilisation	-90 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, et d'endotoxines	
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes	10 sachets de 20 tubes
Naturel	040923	040929
Jaune	040927	-
Rouge	040926	-
Vert	040925	-
Bleu	040924	-
Ambré	040928	040930
€/carton	NC -	NC -

Tubes 5 ml à bouchon ClickLock pour insert de couleur





Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	15,8	
Hauteur (mm)	60,2	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Type de bouchon	Snap ; perçable	
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrif. (g)	25000	
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml	
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	
Températures d'utilisation	-90 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, et d'endotoxines	
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes	10 sachets de 20 tubes
Naturel	040931	040937
Jaune	040935	-
Rouge	040934	-
Vert	040933	-
Bleu	040932	-
Ambré	040936	040938
€/carton	NC -	NC -

Inserts de couleur pour bouchon

Bleu	Vert	Lilas	Rouge	Jaune	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton	2D	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton
040958	040959	040960	040961	040962	100	500	NC -	040957	100	500	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com