Tubes 5 ml bouchon à vis





	Eppendorf quality™	Stérile		Forensic DNA	PCR Clean		
						Protein LoBind®	DNA LoBind®
Volume (ml)	5						
Diamètre (mm)	15,5						
Hauteur (mm)	66,1						
Matière	Polypropylène						
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Autoclavable	Non						
Vitesse max de centrifugation (g)	25000						
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml						
Zone de marquage	Oui						
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C						
Spécificités	Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité stérile: exempt de DNases, RNases, ADN, de pyrogènes ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; pour échantillons photosensibles	Qualité stérile: exempt de DNases, RNases, ADN et de pyrogènes ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité Forensic DNA : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; Fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR Fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Matériau protein LoBind®, polymère spécial créant une surface hydrophile qui garantit une récupération maximale des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Combinaison de technologies de fabrication spéciales et de lots sélectionnés garantissant une récupération de pratiquement 100 % des molécules d'ADN/ARN ; sans revêtement de surface afin d'éliminer le risque de contamination des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes						
Réf. tube naturel	999541	-	999543	933936	999542	934302	934559
Réf. tube ambre	-	934560	-	-	-	-	-
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Starter pack tubes® 5 ml PCR Clean

Réf.	Désignation	€
934561	Contient : - 400 tubes (2 paquets de 200) - 2 racks (12 positions) - 8 adaptateurs universels pour rotor de tubes coniques 15 ml	NC -

Microtubes bouchon à vis


Bouchons pour microtubes à bouchon vissant

- Pour références 125016A, 125017A et 125018A
- Autoclavables et exempts de DNases, RNases, d'endotoxines et métaux

Unités/carton	Sachet de 500 bouchons	30 sachets de 500 bouchons
Naturel	125019	-
Jaune	-	125024
Vert	-	125023
Bleu	-	125022
Violet	-	125026
Orange	-	125025
Ambré	-	125027
€/carton	NC -	NC -

Volume (ml)	0,5	1,5	2
Matière	Polypropylène		
Stérile	Non		
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	20000 g		
Graduation moulée	Non		
Zone de marquage	Oui		
Coloris	Naturel		
Températures d'utilisation	- 200 °C		
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'endotoxines et métaux; faible adsorption des protéines		
Unités/carton	1 sachet de 500 microtubes		
Réf.	125016A	125017A	125018A
€/carton	NC -	NC -	NC -





Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com