
Tubes polypropylène avec col droit Nalgene™

thermo scientific



Volume (ml)	12	15		16	38		50		100
Diamètre (mm)	15,8	16,8	15,8	17,8	25,2	28,7	28,5	28,4	31,5
Hauteur (mm)	102,1	118,6	112,8	98,6	88,1	133,1	102,4	102	163,1
Matière	Copolymère de polypropylène								
Stérile	Non								
Fond	Rond	Conique	Rond	Rond	Rond	Conique	Rond	Rond	Rond
Bouchon	Sans								
Vitesse max de centrifugation (g)	50000	6000	50000	50000	50000	6000	50000	50000	50000
Jupe	Non								
Graduation	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
Zone de marquage	Non								
Coloris	Translucide								
Températures d'utilisation	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C
Unités/carton	10 tubes								
Réf. tube seul	029211	029207	029212	029213	029214	029208	029215	028444	029216
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Tube en polypropylène avec col droit Simport®

Simport Scientific



Volume (ml)	5							8	14	15
Diamètre ext. (mm)	12	12	12	12	12	12	12	13	17	17
Hauteur (mm)	75	75	75	75	75	75	75	100	100	120
Matière	Polypropylène									
Stérile	Non									
Fond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Conique
Bouchon	Sans									
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrifugation (g)	3000									
Jupe	Non									
Graduation	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui (0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 et 15 ml)
Zone de marquage	Non									
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Bleu	Vert	Orange	Jaune	Transparent	Transparent	Translucide
Températures d'utilisation	0 °C à +135 °C									
Spécificités	-	-	Low binding	-	-	-	-	-	-	Chimiquement inerte ; sans métal
Unités/carton	Sachet de 1000 tubes	8 sachets de 125 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes
Réf. tube seul	039433	039382	039384	039434	039435	039436	039442	039386	039445	039392
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com