Bouchons en silicone Versilic

- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture de tubes et de flacons
- Forme tronconique
- Conviennent particulièrement aux travaux en culture cellulaire
- Utilisables de -60 °C à +200 °C



			Bouchons silicone Versilic		
Type	ø bas x ø haut (mm)	Hauteur (mm)	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
8D	4 x 8	20	**260263**	500	**NC -**
10D	5 x 9	20	**-**	-	**-**
13D	8 x 12	20	**260265**	500	**NC -**
15D	10,5 x 14,5	20	**260266**	500	**NC -**
34D	29 x 35	30	**260274**	25	**NC -**
38D	31 x 38	35	**260275**	25	**NC -**
41D	34 x 41	35	**260276**	25	**NC -**
45D	36 x 44	40	**260277**	25	**NC -**
49D	41 x 49	40	**260278**	20	**NC -**
54D	47 x 55	40	**260279**	10	**NC -**
60D	50,5 x 59,5	45	**260280**	10	**NC -**
65D	56 x 65	45	**260281**	10	**NC -**
70D	60 x 70	50	**260282**	5	**NC -**
75D	64,5 x 75,5	55	**260283**	5	**NC -**
83D	71 x 83	60	**260284**	5	**NC -**
92D	72 x 92	65	**260285**	5	**NC -**

Perce-bouchons

Set de perce-bouchons

- En laiton nickelé
- Livré avec une tige solide pour vider les restes de bouchon dans l'emporte-pièce

Réf.	Nbre de tailles	Ø trous (mm)	€
810655	6	5 à 11	**NC -**
810656	12	5 à 19	**NC -**
942780	18	5 à 26	**NC -**

Perce-bouchons à l'unité

- En nickel-chrome

Réf.	Ø trous (mm)	€
942782	6,2	**NC -**
942783	7,5	**NC -**
942784	8,8	**NC -**
942785	10	**NC -**
942786	11,2	**NC -**



Set de perce-bouchons



Perce-bouchons à l'unité

Affiloir pour perce-bouchons

- Lame en acier trempé
- Manche métallique

Réf.	Désignation	€
810657	Affiloir pour perce-bouchons 170 mm	**NC -**



Affiloir pour perce-bouchons

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com