Portoir pour microtubes PCR 0,2 ml

- Température d'utilisation: -80°C à +121°C
- Auoclavable
- Marquage alphanumérique
- Autoclavable
- Couvercle transparent, s'ouvre à 180° peut également se retirer

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Bleu	€
98 x 175 x 31mm	8 x 4	6,5	320798	NC -




NOUVEAU

Portoirs en polypropylène pour microtubes 1,5/2 ml

- Autoclavables

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Blanc	Bleu	Vert	Rouge	Violet	€
143 x 90 x 52	5 x 16	11,5	330136	330137	330138	330139	330140	NC -



Portoirs en Resmer™ pour microtubes 1,5/2 ml Nalgene

thermo scientific

- Température d'utilisation : +121 °C
- Autoclavables
- Marquage alphanumérique
- Bonne résistance chimique

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Blanc	€
143 x 90 x 52	4 x 6	11,5	029078	NC -



Portoirs en polypropylène pour microtubes 1,5/2 ml

- Température d'utilisation : -90 °C à +121 °C
- Autoclavables



L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Naturel	Jaune	Bleu	Vert	Rouge	Orange	Noir	€	Assortis : jaune, bleu, vert, rose, orange	€ les 5
226 x 67 x 28	5 x 16	11,5	840515	840519	840516	840530	840518	840520	840522	NC -	840528	NC -

- Marquage alphanumérique
- Autoclavables
- Empilables
- Livrés à plat

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Blanc	Jaune	Bleu	Rouge	€
263 x 110 x 45	100	11	391070	391072	391071	391073	NC -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com