
Bouchons Flugs™

- Bouchon stop-mites
- En acétate de cellulose dense pour tubes et bouteilles à drosophiles
- Meilleure barrière que le coton ou la rayonne




Réf.	Bouchon pour	Unités/ carton	€/ carton
789034	Bouteille plastique ø 38 mm	1000	NC -
789035	Tube ø 28,5 mm	1000	NC -
789036	Tube ø 25 mm	1000	NC -
789037	Bouteille verre ø 22 mm	1000	NC -

Tableau de compatibilité tubes / bouchons



	789034	789035	789036	789037	789028	789038	789042	789044	789043	789041	789046	789045
Tubes 24 x 75 mm				x			x			x	x	x
Tubes 25 x 95 mm			x				x			x	x	x
Tubes 28,5 x 95 mm		x			x			x			x	x
Bouteille PP ronde 64 x 103 mm réf. 789020	x					x					x	x
Bouteille PP ronde 60 x 130 mm réf. 789021	x					x					x	x
Bouteille PP carrée 57 x 103 mm réf. 789022	x					x					x	x
Bouteille PE carrée 57 x 103 mm réf. 789025						x					x	x
Bouteille PE carrée 57 x 103 mm réf. 789024	x					x					x	x
Bouteille verre réf. 789040									x		x	x

Portoirs en carton pour tubes drosophiles




- Pour tubes drosophiles
- En carton avec ou sans cloisons pour 100 tubes
- En boîtes de 50 portoirs

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
789016	Plateau seul - pour tubes Ø 25 mm	50	NC -
789017	Plateau seul - pour tubes Ø 28,5 mm	50	NC -
789018	Cloisons pour tubes Ø 25 mm	50	NC -
789019	Cloisons pour tubes Ø 28,5 mm	50	NC -

Plateaux en inox

- Plateaux vendus sans séparateurs, à commander séparément (nous consulter)



Réf.	Désignation	€
789217	Plateau acier inox pour 10 x 10 tubes 25 mm	NC -
789218	Plateau acier inox pour 10 x 10 tubes 28,5 mm	NC -

Bouteilles de stockage pour drosophiles

- Bouteilles en plastique réutilisable
- 789024B relooké : acceptent tous les bouchons, meilleure visibilité, intervalle de graduation de 12,5 ml
- 3 matières :
  - en polyéthylène : bonne transparence et col souple, non autoclavables ;
  - en polypropylène : transparent, col rigide, autoclavables ;
  - en verre : pour usages à très long terme, autoclavables

Réf.	Matériau	Forme	Vol. (ml)	ø x h (mm)	Bouchon adaptable	Unités/ carton	€/ carton
789021	PP	Ronde	237	43 x 130	Universel	250	NC -
789022B	PP	Carrée	177	57 x 103	Universel	250	NC -
789024B	PE	Carrée	177	57 x 103	Universel	250	NC -
789040	Verre	Ronde	-	63 x 136*	Couv papier + Droso plug	60	NC -

* hauteur : 136 mm / ø base : 63 mm.
* ø haut ext. : 55,5 mm / ø haut int. : 42 mm / ø haut intérieur collerette : 35,2 mm.



789022B et 789024B — 789021 — 789040

Accessoire

Réf.	Désignation	€
789053	Plateau en aluminium pour 4 x 5 bouteilles	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com