## Cryotubes Nunc

DNase RNase | Cyto-toxines | Endo-toxines








Fond jupe



Fond jupe à ailettes



- En polypropylène
- Graduation et surface d'inscription (sauf références 055015, 055016 et 055017)
- Stériles SAL10$^{-6}$
- Température d'utilisation : -150°C

### Pas de vis interne

| Réf. | Volume (ml) | Jupe | ø x h (mm) | Unités/ carton | €/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 055001 | 1 | Oui | 12,5 x 42 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055002 | 1 | Oui à ailettes | 12,5 x 42 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055003 | 1.8 | Oui | 12,5 x 49 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055004 | 1.8 | Non | 12,5 x 48 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055005 | 1.8 | Oui à ailettes | 12,5 x 49 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055006 | 3.6 | Non | 12,5 x 70 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055007 | 3.6 | Oui à ailettes | 12,5 x 72 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055008 | 4.5 | Non | 12,5 x 90 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055009 | 4.5 | Oui à ailettes | 12,5 x 92 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |

### Pas de vis externe

| Réf. | Volume (ml) | Jupe | ø x h (mm) | Unités/ carton | €/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 055011 | 1 | Oui à ailettes | 12,5 x 41 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055015* | 1 | Oui à ailettes | 12,5 x 41 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055013 | 1.8 | Oui à ailettes | 12,5 x 48 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055016* | 1.8 | Oui à ailettes | 12,5 x 48 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055014 | 4.5 | Oui à ailettes | 12,5 x 91 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |
| 055017* | 4.5 | Oui à ailettes | 12,5 x 91 | 1 sachet de 50 cryotubes | NC - |

* sans graduation et surface d'inscription.

### Inserts de couleur

| Coloris | Blanc | Bleu | Rouge | Vert | Jaune | € la boîte de 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | 055018 | 055019 | 055020 | 055021 | 055022 | NC - |

| Coloris | Orange | Rose | Mauve | Gris | Marron | Assortis | € la boîte de 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | 055023 | 055024 | 055025 | 055026 | 055027 | 055028 | NC - |



### Portoir

- En polycarbonate
- Cryotubes à jupe verrouillées dans le portoir pour permettre une manipulation à une main
- Autoclavable

| L x l x h (mm) | Nombre de tubes | Bleu | € |
|---|---|---|---|
| 198 x 103 x 22,8 | 4 x 10 | 055038 | NC - |