Cryoboîtes en polycarbonate avec couvercle à charnière



- En polycarbonate
- Couvercle transparent, avec marquage alphanumérique de chaque emplacement, avec coins coupés
- Trous de drainage dans le fond
- Température d'utilisation : -196 °C à +121° C
- Autoclavables
- Livrées avec pince collectrice

Dimensions L x l x h (mm)	Nb de tubes	Ø tube (mm)	Type de tubes	Coloris	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
133 x 133 x 53	9 x 9	12,5	Cryotube 2 ml	Violet, bleu, vert, rouge	**037786**	4	**NC -**
133 x 133 x 53	10 x 10	12,5	Cryotube 2 ml	Bleu	**037788**	4	**NC -**

Cryoboîtes en polycarbonate pour tubes PCR



- En polycarbonate
- Couvercle transparent
- Marquage numérique sur le haut des séparateurs
- Température d'utilisation : -86 °C
- Autoclavables
- Empilables par 2 dans un emplacement pour cryoboite 52mm (avec bouchon plat uniquement)

Dimensions L x l x h (mm)	Nb de tubes	Ø tube (mm)	Type de tubes	Coloris	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
132 x 132 x 25	12 x 12	8	Tube PCR	Transparent	**947708**	5	**NC -**