Dewars cylindriques

Volume	ø ext. x h (mm)	ø int. x h (mm)	Sans poignée Réf.	Sans poignée €	Avec poignée Réf.	Avec poignée €
100 ml	63 x 135	40 x 90	091300	NC -	-	-
200 ml	63 x 215	40 x 170	091301	NC -	091324	NC -
300 ml	72 x 240	47 x 190	091302	NC -	091325	NC -
450 ml	72 x 310	47 x 270	091303	NC -	091326	NC -
500 ml	81 x 260	57 x 210	091304	NC -	091327	NC -
750 ml	81 x 370	57 x 310	091305	NC -	091328	NC -
1250 ml	81 x 550	57 x 500	091306	NC -	-	-
800 ml	90 x 295	67 x 240	091307	NC -	091329	NC -
1,2 litres	90 x 395	67 x 350	091308	NC -	091330	NC -
1,7 litres	90 x 560	67 x 500	091309	NC -	-	-
1 litres	105 x 290	77 x 235	091310	NC -	091331	NC -
1,5 litres	105 x 395	77 x 345	091311	NC -	091332	NC -
2,1 litres	105 x 550	77 x 500	091312	NC -	-	-
1,5 litres	124 x 300	90 x 245	091313	NC -	091333	NC -
2 litres	124 x 390	90 x 340	091314	NC -	091334	NC -
3,2 litres	124 x 665	90 x 600	091315	NC -	-	-
1,5 litres	130 x 300	100 x 240	091316	NC -	091335	NC -
2 litres	130 x 345	100 x 290	091317	NC -	091336	NC -
4 litres	130 x 660	100 x 600	091318	NC -	-	-
2,5 litres	140 x 345	110 x 290	091319	NC -	091337	NC -
5 litres	140 x 660	110 x 600	091320	NC -	-	-
3 litres	165 x 280	138 x 230	091321	NC -	091338	NC -
4 litres	165 x 375	138 x 310	091322	NC -	091339	NC -
8 litres	165 x 660	138 x 600	091323	NC -	091340	NC -



- En verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585
- Pour le stockage et le transport de LN_2, CO_2 et autres liquides de refroidissement
- Deux séries : cylindrique et cylindrique avec poignée
- Couvercle non inclus
- Gamme de température d'utilisation de - 200 °C à + 200 °C
- Les ampoules en verre sont isolées par le vide et argentées
- Le boîtier extérieur est en aluminium coloris bleu, antimagnétique

Dewars avec ampoule sphérique pour l'azote liquide

- Ampoule interne en verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585
- Pour le stockage et le transport de LN_2
- Les ampoules en verres sont isolées par le vide et argentées
- Poignée de transport sur le boîtier et couvercle

Réf.	Volume (l)	ø ext. x h (mm)	ø int. x h (mm)	€
091369	1	175 x 300	30 x 235	NC -
091370	3	225 x 380	60 x 305	NC -
091371	5	260 x 450	60 x 350	NC -
091372	10	330 x 480	65 x 380	NC -



Dewars de transport

Ampoule interne en verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585

- Pour le stockage et le transport de LN_2, CO_2 et autres liquides de refroidissement
- Gamme de températures d'utilisation de -200 °C à + 200 °C
- Les ampoules en verres sont isolées par le vide et argentées
- Poignée de transport sur le boîtier, clamps de fermeture et couvercle
- Deux modèles : boîtier extérieur en aluminium coloris bleu et boîtier extérieur en acier inoxydable
- Utilisables avec l'azote liquide en perçant le couvercle (trou Ø 2 mm environ)

Volume	ø ext. x h (mm)	ø int. x h (mm)	Aluminium Réf.	Aluminium €	Acier inox Réf.	Acier inox €
1	100 x 150	120 x 215	091353	NC -	091357	NC -
2	138 x 170	160 x 245	091354	NC -	091358	NC -
3	138 x 230	160 x 305	091355	NC -	091359	NC -
4	138 x 310	160 x 382	091356	NC -	091360	NC -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com